



STEP-BY-STEP

ASSEMBLY GUIDE.

GUIDE D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE PAR ÉTAPE.

GUÍA DE MONTAJE

PASO A PASO.



Basic Steel Knockdown Rollator With 6" Wheels
Déambulateur démontable de base en acier à roulettes de 6 po
Andador básico de acero con ruedas de 6" que requiere montaje

MDS86850ESAR, MDS86850ESAB

What's Included:





A 2 Four Point Knobs

B 4 Triangular Knobs

C 2 Screws & Curved Washers

D Bag

E Rollator Frame

F 2 Handle Bars with Brake assembly

G Backrest

H 2 Front Wheels

I Step-by-Step Assembly Guide

J General Warnings

This guide applies to the following rollator:

Item Number	Description	Frame Color	Weight Capacity
MDS86850ESAR	Steel rollator with 6" wheels, knockdown. Handles are in 1" increments from 31" – 35". Includes nylon bag under seat	Burgundy	350 lbs. (159 kg)
MDS86850ESAB	Steel rollator with 6" wheels, knockdown. Handles are in 1" increments from 31" – 35". Includes nylon bag under seat	Blue	350 lbs. (159 kg)

First: Open the Rollator



Remove the rollator components from shipping carton. Then, in an upright position, unfold the rollator by pushing down on the folding bracket until the frame is in full extension.



Place the rollator on its side.

IMPORTANT NOTE:

Proceed with caution when opening the rollator as there are areas around the moving parts that could potentially pinch fingers.

Now: Install the Wheels

Front Wheels



Remove the four black plastic plugs from the outer tubes and discard.



Attach front legs without brakes to the front of the rollator. The front legs are marked 'Front Left' & 'Front Right'.



Use the triangular knob to screw the front legs in place. Repeat steps 1-3 for the other front leg extension without brakes.

Rear Wheels & Brakes



With the rollator still on its side, attach rear wheels with brakes. Make sure that the rear wheels and brake shoe are on the outside of the rollator and brake handle (See above). Use the triangular knobs to thread the rear legs in place.



3

On the same side insert the brake handle assembly into the frame and set to desired height. Brake cables should be on the outside of the handle bars and frame.




4

Insert the screw into the 6 sided hole in the frame. Make sure the screw head recesses into the frame.



3

Slide the curved washer onto the other end of the screw with the curved side facing the frame.



4

Screw on the four point knob.

5

Turn the rollator onto the other side so that the wheels that were just installed are now on the floor. Then, repeat steps 1-4. on the other side.

Finally Install Backrest



Stand the rollator up so all 4 wheels are on the floor.



Insert the backrest so that the curved portion faces the front of the unit. Make sure that the button snaps firmly into the hole so the back is secure.



Loop the cloth hooks onto the seat frame and make sure the bag is centered.

Contenu :





- A** 2 molettes de serrage
- B** 4 boutons triangulaires
- C** 2 vis et rondelles courbées

- D** Sac
- E** Cadre de déambulateur
- F** 2 poignées et freins
- G** Dossier

- H** 2 roulettes avant
- I** Guide d'assemblage étape par étape
- J** Avertissements généraux

Ce guide concerne le modèle de déambulateur suivant :

Numéro d'article	Description	Couleur du cadre	Capacité de charge
MDS86850ESAR	Déambulateur en acier à roulettes de 6 po, démontable. Poignées réglables par incréments de 1 po, de 31 à 35 po. Comprend un sac en nylon sous le siège	Bourgogne	350 lbs. (159 kg)
MDS86850ESAB	Déambulateur en acier à roulettes de 6 po, démontable. Poignées réglables par incréments de 1 po, de 31 à 35 po. Comprend un sac en nylon sous le siège	Bleu	350 lbs. (159 kg)

Première étape : Ouverture du déambulateur à roulettes



Retirez les composants du déambulateur du carton d'expédition. Le déambulateur étant à la verticale, déployez-le en poussant sur le mécanisme de pliage jusqu'à ce que le cadre soit complètement déployé.



Placez le déambulateur sur son flanc.

REMARQUE IMPORTANTE :

Ouvrez le déambulateur avec précaution pour éviter de vous pincer les doigts près des pièces mobiles.

Deuxième étape : Installation des roulettes

Roulettes avant



Retirez les quatre embouts noirs en plastique des tubes extérieurs et jetez-les.



Fixez les pattes avant sans freins à l'avant du déambulateur. Les pattes avant sont identifiées par les termes « Avant gauche » et « Avant droite ».



Fixez les pattes avant en vissant le bouton triangulaire. Répétez les étapes 1 à 3 pour l'autre patte avant sans freins.

Roulettes arrière et freins



Le déambulateur toujours sur le côté, fixez les roulettes arrière munies de freins. Assurez-vous que les roulettes arrière et les sabots de freins sont à l'extérieur du déambulateur et du levier de frein (voir ci-dessus). Fixez les pattes arrière en vissant le bouton triangulaire.



3

Du même côté, insérez le levier de frein dans le cadre et réglez-le à la hauteur désirée. Les câbles du frein doivent être à l'extérieur des poignées et du cadre.




4

Insérez la vis dans le trou hexagonal sur le cadre. Assurez-vous que la tête de vis rentre dans le cadre.



3

Glissez la rondelle courbée à l'autre extrémité de la vis de façon à ce que le côté incurvé soit orienté vers le cadre.



4

Vissez la molette de serrage.

5

Retournez le déambulateur de façon à ce que les roulettes qui viennent d'être installées reposent sur le sol. Répétez ensuite les étapes 1 à 4.

Installez le dossier



Placez le déambulateur en position debout sur ses quatre roulettes.



Insérez le dossier de façon à ce que la partie incurvée soit orientée vers le devant du déambulateur. Vérifiez que le bouton s'enclenche bien dans le trou de façon à sécuriser le dossier.



Enfilez les attaches en tissu sur le châssis du siège et assurez-vous que le sac est centré.

Lo que se incluye:





I



J

A 2 perillas de cuatro puntas

B 4 perillas triangulares

C 2 tornillos y arandelas curvas

D Bolsa

E Armazón del andador

F Conjunto de 2 manillares con freno

G Respaldo

H 2 ruedas delanteras

I Guía de montaje paso a paso

J Advertencias generales

Esta guía rige para el siguiente andador:

Número del artículo	Descripción	Color del armazón	Capacidad de carga
MDS86850ESAR	Andador de acero con ruedas de 6", requiere montaje. Los mangos vienen en incrementos de 1", de 31" a 35". Incluye una bolsa de nilón debajo del asiento	Borgoña	350 lbs. (159 kg)
MDS86850ESAB	Andador de acero con ruedas de 6", requiere montaje. Los mangos vienen en incrementos de 1", de 31" a 35". Incluye una bolsa de nilón debajo del asiento	Azul	350 lbs. (159 kg)

Primero: Abra el andador



Retire los componentes del andador de la caja de envío. Luego, en posición vertical, despliegue el andador empujando hacia abajo sobre el soporte plegable hasta que el armazón esté totalmente extendido.



Coloque el andador sobre su lado.

NOTA IMPORTANTE:

Proceda con precaución cuando abra el andador ya que hay áreas alrededor de las piezas móviles con las que potencialmente se podría apretar los dedos.

Ahora: Instale las ruedas

Ruedas delanteras



Retire los cuatro tapones plásticos negros de los tubos exteriores y deséchelos.



Fije las patas delanteras sin frenos a la parte delantera del andador. Las patas delanteras vienen marcadas con las palabras Delantera izquierda y Delantera derecha.




Use la perilla triangular para atornillar las patas delanteras en su lugar. Repita los pasos 1 a 3 para la otra extensión de la pata delantera sin frenos.

Ruedas traseras y frenos



Con el andador todavía de lado, coloque las ruedas traseras con frenos. Cerciórese de que las ruedas traseras y la zapata de freno queden en la parte exterior del andador y del mango del freno (vea arriba). Use las perillas triangulares para roscar las patas traseras en su lugar.



3

En el mismo lado, inserte el conjunto de mango de freno en el armazón y fíjelo a la altura deseada. Los cables del freno deben estar en el exterior de los manillares y el armazón.




4

Inserte el tornillo en el orificio de 6 lados ubicado en el armazón. Cerciórese de que la cabeza del tornillo quede dentro del armazón.



3

Deslice la arandela curva en el otro extremo del tornillo, con el lado curvo mirando hacia el armazón.



4

Rosque la perilla de cuatro puntas.

5

Voltee el andador sobre el otro lado de modo que las ruedas que recién instaló estén ahora sobre el piso. Luego repita los pasos 1 a 4 para el otro lado.

Por último instale el respaldo



1

Levante el andador de modo que las 4 ruedas estén sobre el piso.



2

Inserte el respaldo de modo que la parte curva mire hacia el frente de la unidad. Cerciñese de que el botón encaje firmemente en el orificio para que el respaldo esté fijo.



3

Enlace los ganchos de la tela sobre el armazón del asiento y cerciñese de que la bolsa esté centrada.



**Not made with Natural Rubber Latex.
Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.
No está hecho con látex de caucho natural.**



Medline Industries, Inc.
Three Lakes Drive,
Northfield, IL 60093 USA
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

FOLLOW US | SUIVEZ-NOUS | SÍGANOS



Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. We reserve the right to correct any errors that may occur within this brochure. © 2018 Medline Industries, Inc. All rights reserved. Medline is a registered trademark of Medline Industries, Inc. MICROBAN is a registered trademark of Microban Product Company Corp.

Certains produits peuvent ne pas être en vente au Mexique ou au Canada. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans cette brochure. © Tous droits réservés, Medline Industries, Inc., 2018. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. MICROBAN est une marque déposée de Microban Product Company Corp.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. La compañía se reserva el derecho de corregir la información publicada en este folleto. © 2018 Medline Industries, Inc. Todos los derechos reservados. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. MICROBAN es una marca comercial registrada de Microban Product Company Corp.