

GUARDIAN®

Family-owned. Trusted by hospitals for over 50 years.
Entreprise familiale. Marque approuvée par les hôpitaux
depuis plus de 50 ans.
Empresa familiar. Cuenta con la confianza de hospitales
por más de 50 años.



BATH STOOL

USER INSTRUCTIONS AND WARRANTY
Weight capacity 300 lbs

TABOURET DE BAIN

MODE D'EMPLOI ET GARANTIE
Capacité de charge : 136 kg

TABURETE DE DUCHA

**INSTRUCCIONES PARA
EL USUARIO Y GARANTÍA**
Capacidad de carga de 136 kg



Not Made With Natural Rubber Latex.
Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.
No está hecho con látex de caucho natural.

REF G2-300KRX1

LIFETIME
LIMITED
WARRANTY

GARANTIE
LIMITÉE À LA
DURÉE DE VIE

GARANTÍA
LIMITADA
DE POR VIDA

MAINTENANCE

Periodic visual inspection of this bath seat is recommended to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, or loose, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or damaged, do not use the product. If you experience problems, please contact Medline at 1-800-MEDLINE.

ASSEMBLY:

1. Remove contents from box making sure you have all parts described here.
2. Place seat upside down on a flat surface with 5 mounting holes facing upwards.
3. Align leg section A (the leg section that has the concave area on the underside) with the holes in seat. Using a metal washer on each, place and tighten the two hand-screws in the outer holes. Do not affix the middle hand-screw yet. (Figure 1)
4. Align leg section B (the leg section that has the concave area on the top side) with the holes in the seat. Place and tighten the two outer holes, again using the hand-screws and washers. (Figure 2)
5. Place the middle hand-screw and washer through the center hole and tighten through the two legs. (Figure 3)

NOTE: Please periodically check the handscrews to make sure they remain tight as loosening may occur.




Figure 1



Figure 2



Figure 3

Adjusting Leg Height

1. Before using the seat, make sure all legs are set to the same preferred height.
2. To do so, depress pushbutton and slide each leg to desired height by aligning with proper holes and letting the pushbutton snap into the correct hole to lock leg in place. (Figure 4)
3. Make sure legs are locked into place by pushing down and pulling up on each leg.



Figure 4

CAUTIONS:

1. Inspect all parts for possible damage before assembling. If there is any damage - DO NOT USE. Contact dealer/carrier for further instructions.
2. Make sure that the height adjusting pushbuttons fully extend through the same corresponding hole of each leg extension. This ensures that the leg extensions are securely locked in place at an even height.
3. Make sure all screws, nuts and/or bolts are tightened.
4. Make sure the rubber tips are in place on the leg extensions and not ripped, worn or missing. Replace any missing or damaged tips.
5. The rubber tips of all four leg extensions MUST touch the floor simultaneously at all times.
6. NEVER stand on chair.

NOTE: To maintain appearance and promote good hygiene, clean periodically with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.

ENTRETIEN

Il est recommandé de procéder régulièrement à une inspection visuelle de ce siège de bain pour s'assurer que l'ensemble des pièces et de la quincaillerie sont bien fixées, que les composants sont en bon état de marche et ne sont ni usés, brisés, effilochés ou lâches, et que le fonctionnement normal et sécuritaire n'est en aucune manière obstrué ou entravé. Si un composant ou un mécanisme semble poser un risque ou être endommagé, n'utilisez pas le produit. En cas de problèmes, communiquez avec Medline en appelant le 1-800-MEDLINE.

ASSEMBLAGE :

1. Videz la boîte de son contenu en vérifiant que toutes les pièces décrites ici sont présentes.
2. Placez le siège à l'envers sur une surface plane, les 5 trous de montage étant orientés vers le haut.
3. Alignez la section des pieds A (celle présentant une partie concave sur le dessous) sur les trous du siège. En utilisant une rondelle métallique pour chacune d'elles, placez et serrez les deux vis à main dans les trous extérieurs. Ne fixez pas la vis à main du milieu pour l'instant. (Figure 1)
4. Alignez la section des pieds B (celle présentant une partie concave sur le dessus) sur les trous du siège. Placez et serrez les deux vis à main et les rondelles dans les trous extérieurs. (Figure 2)
5. Placez et serrez la vis à main du milieu et sa rondelle dans le trou central, à travers les deux pieds. (Figure 3)

REMARQUE : Veuillez inspecter régulièrement les vis à main pour vérifier qu'elles ne se sont pas desserrées.




Figure 1



Figure 2



Figure 3

Réglage de la hauteur des pieds

1. Avant d'utiliser la chaise, assurez-vous que tous les pieds sont à la hauteur choisie.
2. Pour ce faire, appuyez sur le bouton-poussoir de chaque pied et réglez la hauteur en l'alignant dans le trou correspondant, puis laissez le bouton-poussoir s'enclencher dans le trou choisi pour bloquer le pied en place. (Figure 4)
3. Assurez-vous que les pieds sont verrouillés en poussant puis en tirant sur chacun d'eux.



Figure 4

PRÉCAUTIONS :

1. Inspectez l'ensemble des pièces afin de détecter tout dommage avant l'assemblage. En cas de dommage, **N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT**. Communiquez avec le revendeur ou le transporteur pour de plus amples instructions.
2. Vérifiez que les boutons-poussoirs de réglage de la hauteur ressortent complètement par le même trou correspondant sur chaque montant de pied. Cela permet de s'assurer que les montants de pied sont bien verrouillés à la même hauteur.
3. Assurez-vous que l'ensemble des vis, écrous et boulons sont serrés.
4. Assurez-vous que les embouts en caoutchouc sont en place sur les montants des pieds et qu'ils ne sont ni déchirés, usés ou manquants. Remplacez tous les embouts manquants ou endommagés.
5. Les embouts en caoutchouc des quatre montants de pieds **DOIVENT** toucher le sol simultanément à tout instant.
6. **NE** montez **JAMAIS** sur la chaise.

REMARQUE : Pour préserver l'apparence et favoriser une bonne hygiène, nettoyez périodiquement avec un savon doux et rincez à l'eau tiède. Essuyez le siège de bain après chaque utilisation.

MANTENIMIENTO

Se recomienda inspeccionar visual y periódicamente este asiento de baño para asegurarse de que todas las piezas y los herrajes estén seguros, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y que no estén desgastados, rotos, deshilachados o sueltos, y que no haya obstrucciones o impedimentos para un funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece ser inseguro o estar dañado, no use el producto. Si tiene problemas, por favor comuníquese con Medline llamando al 1-800-MEDLINE.

MONTAJE:

1. Saque el contenido de la caja cerciorándose de que estén todas las piezas descritas aquí.
2. Coloque el asiento boca abajo sobre una superficie plana con los 5 orificios de montaje hacia arriba.




Figura 1

3. Alinee la sección A de la pata (la sección que tiene el área cóncava en la parte inferior) con los orificios en el asiento. Usando una arandela metálica en cada tornillo, coloque y apriete los dos tornillos manuales en los orificios externos. No coloque todavía el tornillo manual central. (Figura 1)



Figura 2

4. Alinee la sección B de la pata (la sección que tiene el área cóncava en la parte superior) con los orificios en el asiento. Nuevamente, usando una arandela en cada tornillo, coloque y apriete los tornillos manuales en los dos orificios externos. (Figura 2)



Figura 3

5. Coloque el tornillo manual central y la arandela a través del orificio central y apriételo por las dos patas. (Figura 3)

NOTA: Revise periódicamente los tornillos manuales para cerciorarse de que permanezcan apretados, ya que pueden aflojarse.

Ajuste de la altura de las patas

1. Antes de usar el asiento, cerciórese de que todas las patas estén a la misma altura deseada.
2. Para ello, oprima el pulsador y deslice cada pata a la altura deseada alineándola con los orificios adecuados y dejando que el pulsador encaje en el orificio correcto a fin de bloquear la pata en su lugar. (Figura 4)
3. Cerciórese de que las patas estén bloqueadas en su lugar empujándolas hacia abajo y tirando de cada una hacia arriba.



Figura 4

PRECAUCIONES:

1. Antes del montaje, inspeccione todas las piezas por si sufrieron posibles daños. Si hubiera alguno, **NO LAS USE**. Comuníquese con el distribuidor/la empresa de transportes para obtener más instrucciones.
2. Cerciórese de que los pulsadores que ajustan la altura sobresalgan completamente a través del mismo orificio respectivo de cada extensión de pata. Esto garantizará que las extensiones de las patas estén firmemente bloqueadas a una altura uniforme.
3. Cerciórese de que todos los tornillos, tuercas y/o pernos estén apretados.
4. Cerciórese de que las conteras de caucho estén en su lugar en las extensiones de las patas y no estén rasgadas, desgastadas o falten. Reemplace las conteras faltantes o dañadas.
5. Las conteras de caucho de las cuatro extensiones de las patas **DEBEN** tocar el suelo simultáneamente en todo momento.
6. **NUNCA** se pare en la silla.

NOTA: Para mantener su aspecto y promover la higiene correcta, limpie periódicamente con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque el asiento de baño con un paño después de cada uso.

LIMITED WARRANTY

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

GARANTIE LIMITÉE

Votre produit Medline est garanti contre tout vice de matériel et de fabrication pendant sa durée d'utilisation par le consommateur d'origine. Cet appareil a été construit selon des normes précises et soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée exprime notre confiance dans le matériel et la fabrication de nos produits et assure des années de service fiable et pratique. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons l'appareil à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas la défaillance de l'appareil liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les composants non durables, tels que des accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et peuvent être remplacés.

GARANTÍA LIMITADA

Su producto Medline está garantizado contra defectos de material y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos, y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos, a nuestra opción, el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, tales como accesorios de caucho, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

GUARDIAN®

Medline Industries, Inc.
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093 USA

Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
www.medline.com
www.info@medline.com

Medline Canada
1-800-268-2848
www.medline.ca
Canada@medline.com

Medline Mexico
01-800-831-0898
medlinemexico.com
mexico@medline.com

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2020 Medline Industries, Inc. Guardian and Medline are registered trademarks of Medline Industries, Inc.

Certains produits peuvent ne pas être en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans ce manuel. © Medline Industries, Inc., 2020. Guardian et Medline sont des marques déposées de Medline Industries, Inc.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2020 Medline Industries, Inc. Guardian y Medline son marcas comerciales registradas de Medline Industries, Inc.