

Elongated Aluminum Commode with Wheels

Chaise d'aisance en aluminium de forme allongée à roulettes

Silla retrete de aluminio alargada con ruedas



User's Guide

**Manuel de
l'utilisateur**

**Guía del
usuario**



Weight Capacity
Capacité de poids de
Capacidad de peso de
300 lb (136 kg)

REF G1-501LWX1

Not made with Natural Rubber Latex.
Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.
No está hecho con látex de caucho natural.

General Warnings

To ensure the safe assembly and operation of the product, these instructions must be followed. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY TO THE USER OR DAMAGE TO THE PRODUCT. If you are unable to understand these warnings, cautions and/or instructions, contact a healthcare professional, dealer or Medline before attempting to use this product.

- DO NOT assemble and use this product without first reading and understanding this user guide, otherwise injury or damage may occur.
- DO NOT use if components are missing or are damaged, contact Medline at 1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848.
- DO NOT exceed weight capacity of 300 lb (136 kg).
- DO NOT make any adjustments while using the product.
- DO NOT attempt to use the arm supports to support full body weight.
- DO NOT stand on commode.
- WARNING: Ensure weight is evenly distributed between the arm support when using the commode.
- DO NOT "plop" or suddenly drop body weight onto the commode seat. Ease gently onto the seat when attempting to sit.



Fully Assembled Rolling Aluminum Elongated Commode

Cautions

Users with limited physical strength and/or mobility should be supervised and/or assisted while using the commode. Prior to use, ensure the following:

1. Toilet seat must be in the down position before use. Failure to do so may result in possible injury and/or damage.
2. There are no loose, broken or missing components.
3. All screws, nuts and/or bolts are tightened.
4. When using the backrest, ensure the commode remains balanced. Excessive twisting or turning while seated on the commode may cause loss of balance and/or damage to the product.
5. The wheels and wheel locks are not worn, broken or missing. Replace any missing or damaged parts before use.
6. User evenly distributes weight between the arm supports when transferring in and out of the commode.
7. All four legs touch the floor simultaneously at all times. Always ensure the wheel locks are properly engaged during use.
8. All push buttons are fully protruded and are properly engaged.

9. Armrests are dry. Arms are unlatched and dropped to assist in transfer on or off the commode.
10. The tips are not worn, broken or missing. Replace any missing or damaged tips before use.
11. The wheel locks are properly engaged during use.
12. All parts are secure.

Assembly and use

Frame is shipped partially assembled. If exposed to cold temperatures, allow contents to come to room temperature before completing assembly. Remove contents from box, making sure you have all parts described here.

NOTE: If any of the parts are missing, DO NOT use, contact Medline at 1-800-MEDLINE (633-5463)

| 1-800-268-2848

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| ■ Seat Frame Assembly (1) | ■ M6 Nut (12) |
| ■ Armrest Frame Assembly L (1) | ■ Seat (1) |
| ■ Armrest Frame Assembly R (1) | ■ Lid (1) |
| ■ Backrest Assembly (1) | ■ Bucket Lid (1) |
| ■ M6 Screw (12) | ■ Splash Guard (1) |
| ■ Curved Washer (12) | ■ Bucket (1) |

(Figure 1)




Figure 1

1. Place Seat Frame Assembly between the Armrest Frame Assembly L and Armrest Frame Assembly R. Insert one M6 screw through the frame and secure with a curved washer and M6 nut. **(Figure 2A)** Repeat until the Seat Frame Assembly is fully secured onto the Armrest Frame Assemblies; a total of 8 screws, 8 curved washers and 8 nuts will be utilized. **(Figure 2B)**




Figure 2



Figure 2

2. Place the Backrest Assembly behind the Armrest Frame Assemblies. Insert one M6 screw through the Armrest Frame Assembly and secure with a curved washer and M6 nut. Repeat until the Backrest Assembly is fully secured onto the Armrest Frame Assemblies; a total of 4 screws, 4 curved washers and 4 nuts will be utilized. **(Figure 3)**



Figure 3

3. Place the Bucket, Splashguard and Bucket Lid on the Seat Frame Assembly. **(Figure 4)**
4. Place the Seat and Lid onto the Seat Frame Assembly. Ensure each clip snaps into place. **(Figure 5)**
5. Before use, lock the wheels by pushing down on the brake tab on each wheel. Pull up on the brake tab to release when needed. **(Figure 6)**



Figure 4



Figure 5



Figure 6

Maintenance

Periodic visual inspection of this product is recommended to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not cracked, broken or fractured, and that there are no obstructions or impediments to normal operation.

- If any part or mechanism appears to be unsafe or damaged, DO NOT use the product.
- If you experience problems, please contact Medline at 1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848.

Cleaning

1. Clean with regular household cleaning products. Use a non-abrasive cleaner with warm water. Wipe dry after cleaning.
2. DO NOT use abrasive powders, cleaners or scouring pads.

Avertissements généraux


Suivre à la lettre les instructions suivantes pour un assemblage et une utilisation sécuritaires du produit. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES POUR L'UTILISATEUR OU POURRAIT ENDOMMAGER LE PRODUIT. Si vous ne comprenez pas ces mises en garde, ces précautions ou ce mode d'emploi, communiquez avec un professionnel de la santé, un revendeur ou Medline avant de tenter d'utiliser ce produit.

- N'assemblez PAS et N'utilisez PAS ce produit sans avoir d'abord lu et compris le manuel de l'utilisateur, ceci afin d'éviter tout risque de blessures ou des dommages.
- N'utilisez PAS le produit s'il manque des pièces ou si des pièces sont endommagées; communiquez avec Medline en appelant au 1 800 MEDLINE (633-5463) | 1 800 268-2848.
- NE dépassez PAS la capacité maximale de charge de 136 kg (300 lb).
- NE faites AUCUN réglage lors de l'utilisation du produit.
- NE tentez PAS d'appuyer tout le poids de votre corps sur les accoudoirs.
- NE montez PAS sur la chaise d'aisance.
- AVERTISSEMENT : Pendant l'utilisation de la chaise d'aisance, veillez à ce que le poids de votre corps soit uniformément réparti entre les accoudoirs.
- Veuillez NE PAS vous laisser tomber ou mettre brusquement tout le poids du corps sur le siège de la chaise d'aisance. Prenez place doucement sur le siège.

Mises en garde

Les utilisateurs dont la force physique et/ou la mobilité est limitée doivent être supervisés ou aidés durant l'utilisation de la chaise d'aisance. Avant l'utilisation, faites les vérifications suivantes :

1. Le siège de toilette doit être abaissé avant l'utilisation. Vous risquez sinon de vous blesser ou d'endommager la chaise d'aisance.
2. Vérifiez qu'il ne manque aucune pièce, que toutes les pièces sont en bon état et que le tout est solide.
3. Assurez-vous que l'ensemble des vis, écrous et boulons sont serrés.
4. Lors de l'utilisation du dossier, vérifiez la stabilité de la chaise d'aisance. Des rotations excessives de l'occupant peuvent déséquilibrer la chaise d'aisance et l'endommager.
5. Vérifiez que les roulettes et leurs verrous ne sont pas usés, cassés ou manquants. Remplacez toutes les pièces manquantes ou endommagées avant utilisation.
6. Le poids de l'utilisateur doit être réparti uniformément entre les accoudoirs lors du transfert vers ou depuis la chaise d'aisance.
7. Les quatre pattes doivent reposer au sol simultanément en tout temps. Vérifiez toujours que les verrous des roulettes sont bien actionnés durant l'utilisation.
8. Veillez à ce que tous les boutons-poussoirs ressortent complètement et qu'ils sont enclenchés correctement.



Chaise d'aisance en aluminium de forme allongée à roulettes complètement assemblée

9. Les accoudoirs sont secs. Les accoudoirs sont déverrouillés et abaissés pour faciliter le transfert vers ou depuis la chaise d'aisance.
10. Vérifiez que les embouts ne sont pas usés, endommagés ou manquants. Remplacez tout embout manquant ou endommagé avant l'utilisation.
11. Les verrous des roulettes sont bien engagés durant l'utilisation.
12. Vérifiez que toutes les pièces sont bien fixées.

Assemblage et utilisation

Le cadre est livré partiellement assemblé. Si la boîte a été exposée au froid, amenez le contenu à la température ambiante avant de procéder à l'assemblage. Videz la boîte de son contenu en vérifiant que toutes les pièces décrites sont présentes.

REMARQUE : S'il manque des pièces, N'utilisez PAS la chaise. Communiquez avec Medline en appelant le 1 800 MEDLINE (633-5463) | 1 800 268-2848

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ■ Cadre du siège (1) | ■ Écrou M6 (12) |
| ■ Cadre de l'accoudoir gauche (1) | ■ Siège (1) |
| ■ Cadre de l'accoudoir droit (1) | ■ Couvercle (1) |
| ■ Dossier (1) | ■ Couvercle du seau (1) |
| ■ Vis M6 (12) | ■ Pare-éclaboussures (1) |
| ■ Rondelle courbée (12) | ■ Seau (1) |

(Figure 1)



Figure 1

1. Placez le cadre du siège entre le cadre de l'accoudoir gauche et le cadre de l'accoudoir droit. Insérez une vis M6 dans le cadre et fixez-la à l'aide d'une rondelle courbée et d'un écrou M6. (Figure 2A) Répétez jusqu'à ce que le cadre du siège soit parfaitement solidaire des cadres de l'accoudoir. Un total de 8 vis, 8 rondelles courbées et 8 écrous seront utilisés. (Figure 2B)



Figure 2



Figure 2

2. Placez le dossier derrière les cadres de l'accoudoir. Insérez une vis M6 dans le cadre de l'accoudoir et fixez-la à l'aide d'une rondelle courbée et d'un écrou M6. Répétez jusqu'à ce que le dossier soit parfaitement solidaire des cadres de l'accoudoir. Un total de 4 vis, 4 rondelles courbées et 4 écrous seront utilisés. (Figure 3)



Figure 3

- Placez le seau, le pare-éclaboussures et le couvercle du seau sur le cadre du siège. (**Figure 4**)
- Placez le siège et le couvercle sur le cadre du siège. Assurez-vous que chaque attache s'enclenche en place. (**Figure 5**)
- Avant d'utiliser, verrouillez les roulettes en appuyant sur la patte de frein de chaque roulette. Relevez la patte de frein pour déverrouiller. (**Figure 6**)



Figure 4



Figure 5



Figure 6

Entretien

Il est recommandé de procéder régulièrement à une inspection visuelle du produit pour vous assurer que l'ensemble des pièces et de la quincaillerie est bien fixé, que les composants sont en bon état et ne sont ni fissurés, ni cassés, ni brisés, et que le fonctionnement normal et sécuritaire n'est en aucune manière obstrué ou entravé.

- Si un composant ou un mécanisme semble poser un risque ou être endommagé, N'utilisez PAS le produit.
- En cas de problèmes, communiquez avec Medline en appelant au 1 800 MEDLINE (633-5463) | 1 800 268-2848.

Nettoyage

- Utilisez des produits nettoyants ordinaires à usage domestique. Utilisez un nettoyant non abrasif dilué dans de l'eau tiède. Essuyez après le nettoyage.
- N'utilisez PAS de poudres ou de nettoyants abrasifs ni de tampons à récurer.

Advertencias generales

Para garantizar el montaje y funcionamiento seguros del producto, deben seguirse estas instrucciones. **NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE PRODUCIR LESIONES GRAVES AL USUARIO O DAÑOS AL PRODUCTO.** Si no entiende estas advertencias, precauciones y/o instrucciones, póngase en contacto con un profesional de atención médica, un distribuidor o con Medline antes de intentar usar este producto.

- NO monte ni use este producto sin antes haber leído y comprendido esta guía del usuario; de lo contrario, podrían producirse lesiones o daños.
- NO lo use si faltan componentes o están dañados y póngase en contacto con Medline llamando al 1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848.
- NO exceda la capacidad de peso máxima de 300 lb (136 kg).
- NO realice ningún ajuste mientras usa el producto.
- NO use los apoyabrazos para soportar el peso de todo el cuerpo.
- NO se pare en la silla retrete.
- **ADVERTENCIA:** cuando utilice la silla retrete, distribuya uniformemente el peso entre los apoyabrazos.
- NO se deje caer a plomo ni ponga todo el peso corporal repentinamente sobre el asiento de la silla retrete. Cuando vaya a sentarse, deslícese suavemente en el asiento.



Silla retrete de aluminio alargada rodante completamente montada

Precauciones

Los usuarios con fuerza física y/o movilidad limitada deben ser supervisados y/o asistidos cuando usen la silla retrete. Antes del uso, cerciórese de lo siguiente:

1. El asiento del inodoro debe estar en posición baja antes del uso, de lo contrario, podrían producirse lesiones y/o daños.
2. Que no haya componentes sueltos, rotos o faltantes.
3. Que todos los tornillos, tuercas y/o pernos estén apretados.
4. Al utilizar el respaldo, cerciórese de que la silla retrete permanezca equilibrada. Torcer el cuerpo o girarlo excesivamente mientras se está sentado en la silla retrete puede causar la pérdida de equilibrio y/o dañar el producto.
5. Que las ruedas y sus bloqueos no estén desgastados, rotos o falten. Antes del uso, reemplace las piezas faltantes o dañadas.
6. Que el usuario distribuya uniformemente el peso entre los apoyabrazos al transferirse a la silla retrete o fuera de ella.
7. Que las cuatro patas toquen el piso simultáneamente en todo momento. Siempre cerciórese de que los bloqueos de las ruedas estén apropiadamente activados durante el uso.
8. Todos los pulsadores sobresalen completamente y están bien encajados.
9. Los reposabrazos deben estar secos. Los brazos están desenganchados y hacia abajo para asistir en la transferencia hacia o desde la silla retrete.

10. No faltan conteras ni están desgastadas o rotas. Reemplace cualquier contera que falte o esté dañada antes de usar el producto.
11. Los frenos de las ruedas están accionados correctamente mientras se usa.
12. Todas las piezas están afianzadas.

Montaje y uso

El armazón se envía parcialmente montado. Si el contenido se expone a temperaturas frías, deje que alcance la temperatura ambiente antes de completar el montaje. Saque el contenido de la caja cerciorándose de que estén todas las piezas descritas aquí.

NOTA: Si falta alguna pieza, NO use el producto, comuníquese con Medline llamando al 1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848

- Conjunto del armazón del asiento (1)
 - Conjunto del armazón del reposabrazos izquierdo (1)
 - Conjunto del armazón del reposabrazos derecho (1)
 - Conjunto del respaldo (1)
 - Tornillo M6 (12)
 - Arandela curva (12)
 - Tuerca M6 (12)
 - Asiento (1)
 - Tapa (1)
 - Tapa del cubo (1)
 - Protección antispicaduras (1)
 - Cubo (1)
- (Figura 1)**




Figura 1

1. Coloque el conjunto del armazón del asiento entre el conjunto del armazón del reposabrazos izquierdo y el conjunto del armazón del reposabrazos derecho. Introduzca un tornillo M6 a través del armazón y fíjelo con una arandela curva y una tuerca M6. **(Figura 2A)** Repita el procedimiento hasta que el conjunto del armazón del asiento quede completamente afianzado sobre los conjuntos del armazón del reposabrazos; se utilizará un total de 8 tornillos, 8 arandelas curvas y 8 tuercas. **(Figura 2B)**



Figura 2



Figura 2

2. Coloque el conjunto del respaldo detrás de los conjuntos del armazón del reposabrazos. Introduzca un tornillo M6 a través del conjunto del armazón del reposabrazo y fíjelo con una arandela curva y una tuerca M6. Repita el procedimiento hasta que el conjunto del respaldo quede completamente afianzado sobre los conjuntos del armazón del reposabrazos; se utilizará un total de 4 tornillos, 4 arandelas curvas y 4 tuercas. **(Figura 3)**



Figura 3

3. Coloque el cubo, la protección antisalpicaduras y la tapa del cubo en el conjunto del armazón del asiento. **(Figura 4)**
4. Coloque el asiento y la tapa sobre el conjunto del armazón del asiento. Cerciórese de que cada presilla encaje en su sitio. **(Figura 5)**
5. Antes del uso, bloquee las ruedas presionando hacia abajo la lengüeta de freno en cada una de ellas. Tire de la lengüeta de freno hacia arriba para liberarlo cuando sea necesario. **(Figura 6)**



Figura 4



Figura 5



Figura 6

MANTENIMIENTO

Se recomienda realizar una inspección visual periódica del producto para asegurarse de que todas las piezas y los herrajes estén afianzados, que los componentes estén en buenas condiciones de funcionamiento y no estén agrietados, rotos o fracturados, y que no haya obstrucciones ni impedimentos para el funcionamiento normal.

- Si alguna pieza o mecanismo parece ser inseguro o estar dañado, NO use el producto.
- Si tiene problemas, comuníquese con Medline llamando al 1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848.

Limpieza

1. Límpielo con productos de limpieza comunes para el hogar. Use un limpiador no abrasivo con agua tibia. Séquelo con un paño después de limpiarlo.
2. NO use polvos o limpiadores abrasivos ni esponjas para restregar.

Limited Warranty

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as tip accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

Garantie limitée

Votre produit Medline est garanti contre tout vice de matériel et de fabrication pendant sa durée d'utilisation par le consommateur d'origine. Cette garantie limitée témoigne de notre confiance à l'égard des matériaux et de la fabrication de nos produits. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons l'appareil à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas la défaillance de l'appareil liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les composants non durables, comme les embouts, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et peuvent être remplacés.

Garantía limitada

su producto Medline está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos. En caso de encontrarse un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos (a nuestra elección) el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, incluyendo accesorios tales como conteras, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2025 Medline Industries, LP. Medline is a registered trademark of Medline Industries, LP.

Il est possible que certains produits ne soient pas en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans ce manuel. © 2025 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2025 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP.



Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA

Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline Canada

1-800-268-2848 | medline.ca | canada@medline.com

Medline México

01-800-831-0898 | medlinemexico.com | mexico@medline.com

©2025 Medline Industries, LP. All rights reserved/tous droits réservés/todos los derechos reservados. Medline is a registered trademark of/est une marque déposée de/es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA.

G1-501LWX1 (QIM-00244) | (Rev: V1 111325)