

Foldable Toilet Safety Rail

Garde-corps pliable pour toilette

Barandilla de seguridad plegable para inodoro



User Instructions and Warranty

Mode d'emploi et garantie

Instrucciones para el usuario y garantía

Do not install this product without first reading and understanding this instruction manual.

N'installez pas ce produit sans avoir d'abord lu et compris les instructions du présent manuel.

No instale este producto sin antes leer y entender este manual de instrucciones.

Failure to follow instructions may result in serious injuries.

Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves.

Si no se siguen estas instrucciones, se pueden ocurrir lesiones graves.



Weight Capacity
Capacité de poids de
Capacidad de peso de

250 lb (113 kg)

REF MDS86100RF

Not made with Natural Rubber Latex.

Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.

No está hecho con látex de caucho natural.

General Warnings

To ensure the safe assembly and operation of this product, these instructions must be followed. **FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY TO THE USER OR DAMAGE TO THE PRODUCT.** If you are unable to understand these warnings, cautions and/or instructions, contact a healthcare professional, dealer or Medline before attempting to use this product.

- **DO NOT** assemble and use this product without first reading and understanding this user's guide, otherwise injury or damage may occur.
- **DO NOT** use if components are missing or are damaged. Contact Medline at 1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848.
- **DO NOT** exceed weight capacity of 250 lb (113 kg).
- **DO NOT** make any adjustments while using the product
- **DO NOT** stand on the product.
- **DO NOT** attempt to use the arms to support full body weight
- **DO NOT** use product for anything other than its intended use.
- **DO NOT** use product if wobbly, unstable, or not level.
- **DO NOT** use product on uneven surfaces.

Cautions

Users with limited physical strength and/or mobility should be supervised and/or assisted while using the product. Prior to use, ensure the following:

- All push buttons are fully protruded and are properly engaged.
- There are no loose, broken or missing components.
- All parts are secure.
- Ensure both rails are at the same width adjustment position before use.
- Excessive twisting or turning while using the safety rails may cause a loss of balance and/or damage to the product.
- Both legs touch the floor simultaneously at all times.
- User evenly distributes weight between the arm supports when transferring in and out of the safety rails.
- The tips are not worn, broken or missing. Replace any missing or damaged tips before use.
- Ensure all legs are at the same height adjustment level before use.

Assembly Instructions

Before beginning assembly, identify all parts (Figure 1)

- 1 - Bracket
- 2 - Toilet rails
- 2 - Thumbscrews
- 2 - Legs with tips



Figure 1

1. Remove existing toilet seat assembly, including bolts and nuts.
2. Place toilet safety rail bracket between toilet fixture and seat assembly with rounded part of bracket closest to the back of toilet (Figure 2).
3. Replace toilet seat assembly and reinsert the original mounting bolts through front holes of the bracket and toilet fixture (Figure 3). Tighten the nuts.
4. Side rail arms will connect to each side of the bracket. To position the arms, loosen the locking collar and press the push button. Rotate the tubing in the direction in which the tubing end will be inserted into the rail bracket until the push button clicks. Hand tighten the locking collar. (Figure 4).

NOTE: Arms **ARE NOT** left and right specific. Follow step 4 to change the tubing direction if both arms are in the same direction.



Figure 2



Figure 3



Figure 4

5. Slide each side rail into desired width position. Insert black adjustment hand knobs into the bracket and tighten to secure into place (Figure 5).
6. Adjust foot pieces to desired height (Figure 6). Make sure both foot pieces are fully engaged and adjusted at equal heights.
7. Make sure mounting hardware is tightened and all snap buttons are fully secure before use.



Figure 5



Figure 6

Product fully assembled



Figure 7

Maintenance

Periodic visual inspection of this product is recommended to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not cracked, broken or fractured, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or damaged, do not use the product. If you experience problems, please contact Medline at 1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848.

Cleaning

1. Clean with a non-abrasive cleaner or household cleaner with warm water.
2. Rinse with warm water and wipe dry after cleaning.
3. **DO NOT** use abrasive powders, cleaners, cloths, or scouring pads.

Avertissements généraux

Suivez à la lettre les instructions suivantes pour un assemblage et une utilisation sécuritaires de ce produit. **LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES POUR L'UTILISATEUR OU ENDOMMAGER LE PRODUIT.** Si vous ne comprenez pas ces mises en garde, ces précautions ou ce mode d'emploi, communiquez avec un professionnel de la santé, un revendeur ou Medline avant de tenter d'utiliser ce produit.

- **N'assemblez PAS** et **N'utilisez PAS** ce produit sans avoir préalablement lu et compris le mode d'emploi, sous risque de blessures ou de dommages.
- **N'utilisez PAS** le produit si certaines pièces sont endommagées ou manquantes. Communiquez avec Medline au 1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848.
- **NE** dépassez **PAS** la capacité maximale de charge de 113 kg (250 lb).
- **N'effectuez AUCUN** ajustement lors de l'utilisation du produit.
- **NE** vous tenez **PAS** debout sur le produit.
- **NE** tentez **PAS** d'utiliser les appuis-bras pour soutenir tout le poids du corps.
- **N'utilisez PAS** le produit à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.
- **N'utilisez PAS** le produit s'il est bancal ou instable ou s'il n'est pas de niveau.
- **N'utilisez PAS** ce produit sur des surfaces irrégulières.

Mises en garde

Les utilisateurs dont la force physique et/ou la mobilité sont limitées doivent être supervisés ou aidés durant l'utilisation du produit. Avant l'utilisation, faites les vérifications suivantes :

- Tous les boutons-poussoirs ressortent complètement et sont enclenchés.
- Vérifiez que les pièces ne sont pas desserrées ni cassées et qu'il n'en manque aucune.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées.
- Assurez-vous que les deux appuis-bras du garde-corps sont à la même hauteur avant l'utilisation.
- Des rotations ou torsions excessives de l'utilisateur en position assise peuvent déstabiliser ou endommager le garde-corps.
- Les deux pattes doivent reposer au sol simultanément en tout temps.
- L'utilisateur doit répartir son poids uniformément entre les appuis-bras au moment de s'asseoir ou de se lever.
- Assurez-vous que les embouts ne sont pas usés ou endommagés et qu'il n'en manque aucun. Remplacez tout embout manquant ou endommagé avant l'utilisation.
- Assurez-vous que les pattes sont à la même hauteur avant l'utilisation.

Instructions d'assemblage

Avant de commencer l'assemblage, identifiez toutes les pièces (figure 1)

- 1 - Support
- 2 - Appuis-bras du garde-corps
- 2 - Vis
- 2 - Pattes avec embouts



Figure 1

1. Retirez le siège de toilette actuel, boulons et écrous compris.
2. Placez le support du garde-corps de la toilette entre la cuvette et le siège, la partie arrondie du support le plus près possible de l'arrière de la toilette (figure 2).
3. Remplacez le siège de toilette et réinsérez les boulons de fixation d'origine dans les orifices avant du support et de la cuvette (figure 3). Serrez les écrous.
4. Les appuis-bras s'attachent de chaque côté du support. Pour bien les positionner, desserrez le collier de fixation et appuyez sur le bouton-poussoir. Pivotez le tube dans le même sens que son embout doit être inséré dans le support et enfoncez-le jusqu'à ce que le bouton-poussoir s'enclenche avec un clic. Serrez le collier de fixation à la main (figure 4).

REMARQUE : Les appuis-bras **NE SONT PAS** destinés à un côté particulier (droit ou gauche). Reportez-vous à l'étape 4 pour changer le sens d'insertion du tube si les deux bras pointent dans la même direction.



Figure 2



Figure 3



Figure 4

5. Réglez la largeur de chaque garde-corps en le glissant. Insérez les poignées de réglage noires dans le support et fixez-les en place en serrant (figure 5).
6. Réglez les pieds à la hauteur désirée (figure 6). Vérifiez que les deux pieds sont complètement engagés et réglés à la même hauteur.
7. Vérifiez que les pièces de montage sont serrées et que tous les boutons-pression sont parfaitement sécuritaires avant l'utilisation.



Figure 5



Figure 6

Produit assemblé



Figure 7

Entretien

Il est recommandé de procéder régulièrement à une inspection visuelle du produit pour vous assurer que l'ensemble des pièces et de la quincaillerie est bien fixé, que les composants sont en bon état et ne sont ni fissurés, ni cassés, ni brisés, et que le fonctionnement normal et sécuritaire n'est en aucune manière obstrué ou entravé. Si un composant ou un mécanisme semble poser un risque ou être endommagé, veuillez ne pas utiliser le produit. Pour tout problème, communiquez avec Medline au 1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848.

Nettoyage

1. Nettoyez avec un détergent ou un nettoyant ménager non abrasif dilué dans de l'eau tiède.
2. Rincez à l'eau tiède et essuyez après le nettoyage.
3. **N'utilisez PAS** de poudres, nettoyants ou chiffons abrasifs ni de tampons à récurer.

Advertencias generales

Para garantizar el montaje y funcionamiento seguros del producto, deben seguirse estas instrucciones. **EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES PODRÍA PRODUCIR LESIONES GRAVES AL USUARIO O DAÑOS AL PRODUCTO.** Si no entiende estas advertencias, precauciones y/o instrucciones, póngase en contacto con un profesional de atención médica, un distribuidor o con Medline antes de intentar usar este producto.

- **NO** monte ni use este producto sin antes haber leído y comprendido esta guía del usuario; de lo contrario podrían producirse lesiones o daños.
- **NO** lo use si faltan componentes o están dañados. Comuníquese con Medline llamando al 1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848.
- **NO** exceda la capacidad de peso de 250 lb (113 kg).
- **NO** realice ningún ajuste mientras usa el producto.
- **NO** se pare sobre el producto.
- **NO** use los brazos para soportar el peso de todo el cuerpo.
- **NO** utilice este producto para ningún uso diferente al indicado.
- **NO** utilice el producto si se tambalea, es inestable o no está nivelado.
- **NO** utilice este producto sobre superficies irregulares.

Precauciones

Los usuarios con fuerza física o movilidad limitadas deben recibir supervisión o asistencia cuando usen el producto. Antes del uso, cerciórese de que:

- Todos los pulsadores sobresalgan completamente y estén correctamente encajados.
- No haya componentes sueltos, rotos o faltantes.
- Todas las piezas estén afianzadas.
- Cerciórese de que ambas barandillas estén fijadas al mismo ancho antes de usarlo.
- Torcer el cuerpo o girarlo excesivamente durante el uso de las barandillas de seguridad puede causar la pérdida del equilibrio y/o dañar el producto.
- Las dos patas toquen el piso simultáneamente en todo momento.
- El usuario distribuya uniformemente el peso entre los apoyabrazos al transferirse a las barandillas de seguridad y fuera de ellas.
- Las conteras no estén desgastadas, rotas ni falten. Reemplace cualquier contera que falte o esté dañada antes de usar el producto.
- Cerciórese de que todas las patas estén fijadas a la misma altura antes de usar el producto.

Instrucciones de montaje

Antes de empezar el montaje, identifique todas las piezas (figura 1)

- 1 - Soporte
- 2 - Barandillas para inodoro
- 2 - Tornillos de ajuste manual
- 2 - Patas con conteras



Figura 1

1. Quite el conjunto de asiento de inodoro existente, incluidos los pernos y las tuercas.
2. Coloque el soporte de la barandilla de seguridad para inodoro entre el inodoro y el conjunto de asiento, con la parte redondeada del soporte lo más cerca posible de la parte posterior del inodoro (figura 2).
3. Vuelva a colocar el conjunto de asiento de inodoro y reinserte los pernos de montaje originales a través de los orificios delanteros del soporte y el inodoro (figura 3). Apriete las tuercas.
4. Los brazos de las barandillas laterales se conectarán a cada lado del soporte. Para colocar los brazos en la posición correcta, afloje el collarín de bloqueo y presione el botón pulsador. Rote el tubo en la dirección en la que su extremo se inserte en el soporte de la barandilla hasta que el pulsador encaje. Apriete el collarín de bloqueo a mano (figura 4).

NOTA: Los brazos **NO SON** específicos para el lado izquierdo o el derecho. Siga el paso 4 para cambiar la dirección del tubo si los dos brazos están en la misma dirección.



Figura 2



Figura 3



Figura 4

5. Deslice cada barandilla lateral hasta el ancho deseado. Inserte las perillas manuales ajustadoras de color negro en el soporte y apriételas para afianzarlas en su lugar (figura 5).
6. Ajuste las patas a la altura deseada (figura 6). Cerciórese de que ambas patas queden totalmente enganchadas y ajustadas a la misma altura.
7. Antes de usar el producto, asegúrese de que los herrajes de montaje estén apretados y todos los botones de cierre estén completamente afianzados.



Figura 5



Figura 6

Producto totalmente montado



Figura 7

Mantenimiento

Se recomienda hacer periódicamente una inspección visual de este producto para cerciorarse de que todas las piezas y los herrajes estén afianzados, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y no estén agrietados, rotos o fracturados, y que no haya obstrucciones ni impedimentos para un funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece estar dañado o no ser seguro, no utilice el producto. Si tiene problemas, llame a Medline al 1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848.

Limpieza

1. Limpie el producto con un limpiador no abrasivo o de uso doméstico con agua tibia.
2. Enjuáguelo con agua tibia y séquelo con un paño después de limpiarlo.
3. **NO** use polvos o limpiadores abrasivos, ni paños o esponjas para restregar.

Limited Warranty

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as tip accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

Garantie limitée

Votre produit Medline est garanti contre tout vice de matériaux et de fabrication pendant sa durée d'utilisation par l'acheteur d'origine. Cet appareil a été construit selon des normes précises et soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée témoigne de notre confiance à l'égard des matériaux et de la fabrication de nos produits. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas la défaillance du produit liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les composants non durables, comme les embouts, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et peuvent être remplacés.

Garantía limitada

Su producto Medline está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos. En caso de defectos cubiertos por esta garantía, reemplazaremos o repararemos (a nuestro criterio) el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, incluidos accesorios tales como conteras, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos a desgaste y reemplazo normales.



Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA
Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline Canada

1-800-268-2848 | medline.ca | canada@medline.com

Medline México

01-800-831-0898 | medlinemexico.com | mexico@medline.com

Follow us / Suivez-nous / Siganos



www.medline.com

©2024 Medline Industries, LP. All rights reserved/tous droits réservés/todos los derechos reservados. Medline is a registered trademark of/est une marque déposée de/es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA. **1-800-MEDLINE**

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual.

Il est possible que certains produits ne soient pas en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez contacter votre représentant particulier pour obtenir des renseignements supplémentaires. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans ce manuel.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. La empresa se reserva el derecho de corregir cualquier error en la información publicada en este manual.

MDS86100RF | PIC-00373 (V3 031824)