

GUARDIAN[®]

Family-owned. Trusted by hospitals for over 50 years.
Empresa familiar. Cuenta con la confianza de hospitales
por más de 50 años.



PADDED SWIVEL SHOWER STOOL

USER INSTRUCTIONS AND WARRANTY
Weight capacity 300 lbs

TABURETE DE DUCHA GIRATORIO ACOLCHADO

**INSTRUCCIONES PARA EL
USUARIO Y GARANTÍA**
Capacidad de carga de 136 Kg



Not made with natural rubber latex
No está hecho con látex de caucho natural

**LIFETIME
LIMITED
WARRANTY**

REF G2-300KRPX1

**GARANTÍA
LIMITADA
DE POR VIDA**

MAINTENANCE

Periodic visual inspection of this bath seat is recommended to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, or loose, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or damaged, do not use the product. If you experience problems, please contact Medline at 1-800-MEDLINE.

ASSEMBLY:

1. Remove contents from box making sure you have all parts described here.
2. Place seat upside down on a flat surface with 4 mounting holes facing upwards.
3. Align leg extension and foot extension. Depress push pin on foot extension and slide into leg extension to desired height. (Figure 1)
4. Align the assembled foot and leg extension with the holes on the under side of the seat. Depress leg extension pin and slide into seat base. (Figure 2)
5. To attach storage shelf, angle the shelf within the four post and slide in storage shelf clips into leg extension clip harnesses. (Figure 3)



Figure 1



Figure 2



Figure 3

Adjusting Leg Height

1. Before using the seat, make sure all legs are set to the same preferred height.
2. To do so, depress pushbutton and slide each leg to desired height by aligning with proper holes and letting the pushbutton snap into the correct hole to lock leg in place. (Figure 4)
3. Make sure legs are locked into place by pushing down and pulling up on each leg.



Figure 4

CAUTIONS:

1. Inspect all parts for possible damage before assembling. If there is any damage - DO NOT USE. Contact dealer/carrier for further instructions.
2. Make sure that the height adjusting pushbuttons fully extend through the same corresponding hole of each leg extension. This ensures that the leg extensions are securely locked in place at an even height.
3. Make sure the rubber tips are in place on the leg extensions and not ripped, worn or missing. Replace any missing or damaged tips.
4. The rubber tips of all four leg extensions **MUST** touch the floor simultaneously at all times.
5. NEVER stand on chair.

NOTE: To maintain appearance and promote good hygiene, clean periodically with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.

MANTENIMIENTO

Se recomienda inspeccionar visual y periódicamente este asiento de baño para asegurarse de que todas las piezas y los herrajes estén seguros, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y que no estén desgastados, rotos, deshilachados o sueltos, y que no haya obstrucciones o impedimentos para un funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece ser inseguro o estar dañado, no use el producto. Si tiene problemas, por favor comuníquese con Medline llamando al 1-800-MEDLINE.

MONTAJE:

1. Saque el contenido de la caja cerciorándose de que estén todas las piezas descritas aquí.
2. Coloque el asiento boca abajo sobre una superficie plana con los 4 orificios de montaje hacia arriba.
3. Alinee las extensiones de las partes superior e inferior de la pata. Oprima el pulsador en la extensión de la parte inferior y deslícela en la extensión de la parte superior de la pata hasta la altura deseada. (Figura 1)
4. Alinee las extensiones de las partes superior e inferior de la pata montadas con los orificios de la parte inferior del asiento. Oprima el pulsador en la extensión de la parte superior de la pata y deslícela en la base del asiento. (Figura 2)
5. Para fijar la bandeja de almacenamiento, inclínala dentro de los cuatro postes y deslice las presillas de la bandeja en los arneses de las presillas de las extensiones de las patas. (Figura 3)



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Ajuste de la altura de las patas

1. Antes de usar el asiento, cerciórese de que todas las patas estén a la misma altura deseada.
2. Para ello, oprima el pulsador y deslice cada pata a la altura deseada alineándola con los orificios adecuados y dejando que el pulsador encaje en el orificio correcto a fin de bloquear la pata en su lugar. (Figura 4)
3. Cerciórese de que las patas estén bloqueadas en su lugar empujándolas hacia abajo y tirando de cada una hacia arriba.



Figura 4

PRECAUCIONES:

1. Antes del montaje, inspeccione todas las piezas por si sufrieron posibles daños. Si hubiera alguno, **NO LAS USE**. Comuníquese con el distribuidor/la empresa de transportes para obtener más instrucciones.
2. Cerciórese de que los pulsadores que ajustan la altura sobresalgan completamente a través del mismo orificio respectivo de cada extensión de pata. Esto garantizará que las extensiones de las patas estén firmemente bloqueadas a una altura uniforme.
3. Cerciórese de que las conteras de caucho estén en su lugar en las extensiones de las patas y no estén rasgadas, desgastadas o faltan. Reemplace las conteras faltantes o dañadas.
4. Las conteras de caucho de las cuatro extensiones de las patas **DEBEN** tocar el suelo simultáneamente en todo momento.
5. **NUNCA** se pare en la silla.

NOTA: Para mantener su aspecto y promover la higiene correcta, limpie periódicamente con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque el asiento de baño con un paño después de cada uso.

LIMITED WARRANTY

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

GARANTÍA LIMITADA

Su producto Medline está garantizado contra defectos de material y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos, y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos, a nuestra opción, el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, tales como accesorios de caucho, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

GUARDIAN[®]

Medline Industries, Inc.
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093 USA

Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
www.medline.com
info@medline.com

Medline Canada
1-800-396-6996
www.medline.ca
Canada@medline.com

Medline México
01-800-831-0898
medlinemexico.com
mexico@medline.com

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2019 Medline Industries, Inc. Guardian and Medline are registered trademarks of Medline Industries, Inc.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2019 Medline Industries, Inc. Guardian y Medline son marcas comerciales registradas de Medline Industries, Inc.