

GUARDIAN[®]

Family-owned. Trusted by hospitals for over 50 years.



WALKER SEAT USER INSTRUCTIONS & WARRANTY

MARCHETTE AVEC SIÈGE MODE D'EMPLOI ET GARANTIE

ASIENTO PARA ANDADERA INSTRUCTIVO Y GARANTÍA DEL USUARIO

This product is not made with dry natural rubber.
Ce produit n'est pas fabriqué à partir
de caoutchouc naturel sec.
Este producto no está hecho con caucho natural seco.



REF G07872

LIFETIME
LIMITED
WARRANTY

GARANTIE
LIMITÉE À LA
DURÉE À VIE

GARANTÍA
LIMITADA
DE POR VIDA

Save these instructions for future reference.

Safety Instructions:

To ensure your safety in using the Medline Walker Seat, the following safety information and all instructions must be followed.

Warning

Failure to follow these instructions could result in injury.

Warning

If your walker has front leg wheels, the rear legs must be equipped with rubber tips, glide brakes, or wheel brakes.

Warning

Use assistance when sitting on the seat to prevent the walker from moving away from the user.

Warning

Before sitting down make sure of the following:

- Push down to engage the rear rubber tips to the floor, retracting the brakes. Failure to do so may cause your walker to move resulting in a fall.
- Make sure that the seat is completely attached to the support bar.
- Make sure the seat supports are unfolded and completely inserted into the main tube.
- Make sure the seat supports are firmly resting on the walker cross braces.
- Be sure the walker is stable.

Warning

DO NOT sit on the seat when on a sloped or uneven surface.


Warning

DO NOT exceed the **350 lb.** weight limit.

Warning

DOES NOT FIT Medline Junior walkers.

- A.** Seat (1)
- B.** Seat with support bar.
Comes pre-attached to the bottom of the seat.
- C.** Frame Clips (2)
- D.** Knobs (2)



Assembly Instructions

Unpacking the Walker Seat

1. Carefully remove the walker seat components from the shipping carton.
2. Examine all parts for shipping damage. **DO NOT** use the walker seat if there is apparent damage or if any parts are missing. If there are missing or damaged parts, please call Medline Customer Care toll free at **1-800-MEDLINE**.

Set up the Walker

1. Unfold the walker and make sure the walker is in a standing position before attaching the seat.

Attach the Walker Seat to the walker (Refer to Fig 1 for parts identification)

1. Take one Frame Clip and place the clip above the lower horizontal cross bar on the front of the walker. Push the clip into the frame of the walker until it snaps firmly around the frame. **(Figure 1 & 2)**



Figure 1



Figure 2

2. Repeat this step for the other frame clip on the other side of the walker.

3. Insert the knobs into the 2 frame clips. Push through until the threads on the knob engage the silver button on the opposite side of the frame clip. Hand tighten. **(Figure 3 & 4)**



Figure 3



Figure 4

4. Slide the support bar into the 2 frame clips. Push in until the brass push button snaps through the slot. **(Figure 5 & 6)**



Figure 5



Figure 6

5. Turn the walker around as if you were going to walk with it.

6. On the bottom of the seat, find the Seat Support Assembly. Notice the 2 end parts, which resemble handles, are folded under and held in place with 2 white clips. Unsnap the handles, rotate them outward so the assembly is straight. Make sure the end that is connected with the bungee cord is inserted firmly into the main tube. **(Figure 7 & 8)**



Figure 7



Figure 8

7. Now lower the seat so that the Seat Support Assembly rests on the side braces of the walker.



Figure 9

Storing the Walker Seat on the Walker (Refer to Fig 1 for parts identification)

NOTE: This assumes the walker seat has already been installed on the walker.

1. Lift the seat up and fold the seat support assembly.
2. Snap the handles into the white clips.
3. Leave the seat connected to the support bar.
4. Position the seat on the outside of the frame and connect the hook and loop strap around the frame so that it is secure. **(Figure 10 & 11)**



Figure 10



Figure 11

Conservez ces instructions pour consultation ultérieure.

Consignes de sécurité :

Afin d'utiliser le siège de déambulateur Medline en toute sécurité, il est impératif de suivre les consignes de sécurité et l'ensemble des instructions qui suivent.

Avertissement

Le non-respect de ces instructions pourrait causer des blessures.

Avertissement

Si votre déambulateur est muni de roulettes sur les pattes avant, les pattes arrière doivent être équipées d'embouts en caoutchouc, de freins de glissement ou de freins de roue.

Avertissement

Asseyez-vous sur le siège avec l'aide d'une autre personne pour éviter que le déambulateur ne se déplace en dessous de vous.

Avertissement

Avant de vous asseoir, assurez-vous des points suivants :

- Appuyez pour que les embouts arrière en caoutchouc s'enfoncent dans le plancher et que les freins se rétractent. Le non-respect de cette règle peut entraîner un déplacement du déambulateur et provoquer une chute.
- Assurez-vous que le siège est bien fixé à la barre d'appui.
- Assurez-vous que les supports de siège sont dépliés et complètement engagés dans le tube principal.
- Assurez-vous que les supports de siège reposent fermement sur les barres transversales du déambulateur.
- Assurez-vous que le déambulateur est stable.

Avertissement

NE vous asseyez **PAS** sur le siège lorsque le déambulateur se trouve sur un sol en pente ou une surface irrégulière.


Avertissement

NE dépassez **PAS** la capacité maximale de **350 lb**.

Avertissement

NE CONVIENT PAS aux déambulateurs junior Medline.

- A. Siège (1)
- B. Siège avec barre d'appui.
Préassemblé au bas du siège.
- C. Pincés de cadre (2)
- D. Boutons (2)



Instructions d'assemblage

Déballage du siège de déambulateur

1. Retirez avec précaution les composants du siège de déambulateur du carton d'expédition.
2. Examinez l'ensemble des pièces afin de détecter tout dommage survenu durant le transport. **N'utilisez PAS** le siège du déambulateur s'il présente des dommages apparents ou des pièces manquantes. En cas de pièces manquantes ou endommagées, communiquez avec le Service d'assistance à la clientèle de Medline au numéro sans frais **1-800-MEDLINE**.

Installation du déambulateur

1. Dépliez le déambulateur et assurez-vous qu'il est en position verticale avant de fixer le siège.

Fixez le siège au déambulateur (reportez-vous à la fig. 1 pour identifier les pièces).

1. Placez une pince de cadre au-dessus de la barre transversale horizontale inférieure, à l'avant du déambulateur. Enfoncez la pince dans le cadre du déambulateur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche fermement autour du cadre. **(Figures 1 et 2)**



Figure 1



Figure 2

2. Répétez cette étape pour l'autre pince de cadre de l'autre côté du déambulateur.
3. Enfoncez les boutons dans les 2 pinces de cadre. Poussez jusqu'à ce que le filetage du bouton retienne le bouton argenté de l'autre côté de la pince de cadre. Serrez à la main. **(Figures 3 et 4)**



Figure 3



Figure 4

4. Faites glisser la barre d'appui dans les 2 pinces de cadre. Appuyez jusqu'à ce que le bouton-poussoir en laiton s'enclenche dans l'encoche. **(Figures 5 et 6)**



Figure 5



Figure 6

5. Retournez le déambulateur comme si vous alliez marcher avec.

6. Au bas du siège, repérez le support de siège. Vous remarquerez que les deux extrémités, qui ressemblent à des poignées, sont repliées en dessous et maintenues en place à l'aide de deux pinces blanches. Détachez les poignées, faites-les pivoter vers l'extérieur de façon à redresser l'ensemble. Assurez-vous que l'extrémité raccordée au tendeur est insérée fermement dans le tube principal. **(Figures 7 et 8)**



Figure 7



Figure 8

7. Abaissez maintenant le siège de façon à ce que le support de siège repose sur les renforts latéraux du déambulateur.



Figure 9

Entreposage du siège du déambulateur (reportez-vous à la fig. 1 pour identifier les pièces)

REMARQUE : On suppose que le siège est déjà installé sur le déambulateur.

1. Soulevez le siège et repliez son support.
2. Enclenchez les poignées dans les pinces blanches.
3. Laissez le siège fixé sur la barre d'appui.
4. Positionnez le siège à l'extérieur du cadre et sécuriser le cadre à l'aide de la bande Velcro. **(Figures 10 et 11)**



Figure 10



Figure 11

Conserve estas instrucciones para referencia futura.

Instrucciones de seguridad:

Para garantizar su seguridad al usar el asiento del andador Medline, se debe observar la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.

Advertencia

No seguir estas instrucciones podría causar lesiones.

Advertencia

Si su andador tiene ruedas en las patas delanteras, las patas traseras deben estar equipadas con conteras de caucho, frenos antideslizamiento o frenos de rueda.

Advertencia

Use ayuda cuando se siente en el asiento para evitar que el andador se aleje de usted.

Advertencia

Antes de sentarse, cerciórese de lo siguiente:

- Presione hacia abajo para que las conteras de caucho se traben en el piso, retrayendo los frenos. Si no lo hace, el andador puede moverse y causar una caída.
- Cerciórese de que el asiento esté fijado completamente a la barra de soporte.
- Cerciórese de que los soportes del asiento estén desplegados y completamente insertados en el tubo principal.
- Cerciórese de que los soportes del asiento estén apoyados firmemente en los refuerzos transversales del andador.
- Cerciórese de que el andador esté estable.

Advertencia

NO se siente en el asiento cuando esté sobre una superficie inclinada o desnivelada.


Advertencia

NO exceda el límite de peso de **350 lb.**

Advertencia

NO ES APTO para andadores Medline tamaño pequeño.

- A.** Asiento (1)
- B.** Asiento con barra de soporte. Viene prefijado a la parte inferior del asiento.
- C.** Presillas del armazón (2)
- D.** Perillas (2)



Instrucciones de montaje

Desembalaje del asiento del andador

1. Retire con cuidado los componentes del asiento del andador de la caja de envío.
2. Revise que las piezas no se hayan dañado durante el envío. **NO** use el asiento del andador si observa algún daño o si falta alguna pieza. Si alguna pieza estuviera dañada o faltara, llame al Servicio de Atención al Cliente de Medline al número gratuito **1-800-MEDLINE**.

Arme el andador

1. Despliegue el andador y cerciórese de que esté en posición vertical antes de fijar el asiento.

Fije el asiento al andador (en la Fig. 1 encontrará la identificación de las piezas)

1. Tome una presilla del armazón y colóquela encima de la barra transversal inferior en la parte delantera del andador. Empuje la presilla en el armazón del andador hasta que encaje firmemente alrededor del armazón. (**Figuras 1 y 2**)



Figura 1



Figura 2

2. Repita este paso con la otra presilla del armazón en el otro lado del andador.
3. Inserte las perillas en las 2 presillas del armazón. Empuje hasta que las roscas en la perilla enganchen el botón plateado en el lado opuesto de la presilla del armazón. Apriete a mano. **(Figuras 3 y 4)**



Figura 3



Figura 4

4. Deslice la barra de soporte en las 2 presillas del armazón. Empuje hasta que el pulsador de latón encaje por la ranura. **(Figuras 5 y 6)**



Figura 5



Figura 6

5. Gire el andador como si fuera a caminar con él.

6. En la parte inferior del asiento, encuentre el conjunto del soporte del asiento. Observe que las 2 partes finales, que parecen mangos, están plegadas debajo y se mantienen en su lugar con 2 presillas blancas. Destrabe los mangos, gírelos hacia afuera de modo que el conjunto quede recto. Cerciórese de que el extremo que está conectado con el cable elástico esté insertado firmemente en el tubo principal. **(Figuras 7 y 8)**



Figura 7



Figura 8

7. Ahora, baje el asiento de modo que el conjunto del soporte del asiento descance sobre los refuerzos laterales del andador.



Figura 9

Cómo guardar el asiento en el andador (en la Fig. 1 encontrará la identificación de las piezas)

NOTA: Esto supone que ya se instaló el asiento en el andador.

1. Levante el asiento y pliegue el conjunto del soporte del asiento.
2. Encaje los mangos en las presillas blancas.
3. Deje el asiento conectado a la barra de soporte.
4. Ubique el asiento en el exterior del armazón y conecte la correa de velcro alrededor del armazón para que quede firme. **(Figuras 10 & 11)**



Figura 10



Figura 11

LIMITED WARRANTY

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

GARANTIE LIMITÉE

Votre produit Medline est garanti sans défaut en matériel ou en main d'œuvre pour la durée d'utilisation par l'acheteur original. Cet appareil a été construit selon des normes précises et a été soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée est une expression de notre confiance dans les matériaux et la fabrication de nos produits et assure des années de service pratique et fiable. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous pourrions, à notre choix, réparer ou remplacer l'appareil. Cette garantie ne couvre pas la panne de l'appareil pour cause de mauvais usage ou d'une négligence par le propriétaire, ou une usure normale. La garantie ne s'étend pas aux composants à faible durabilité, tels que des accessoires en caoutchouc, roulettes et poignées, soumis à une usure normale et au remplacement.

GARANTÍA LIMITADA

Su producto Medline está garantizado libre de defectos en materiales y mano de obra durante su tiempo de uso por el comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos, e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y mano de obra de nuestros productos y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos, a nuestra opción, el dispositivo. Esta garantía no cubre fallos del dispositivo debidos a un mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no durables, tales como accesorios de hule, ruedecillas y asas, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

Warning: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer.

Mise en garde : Ce produit contient un produit chimique reconnu par l'État de Californie pour causer le cancer.

Advertencia: Este producto contiene una sustancia química que en el Estado de California se ha determinado que produce cáncer.

GUARDIAN®

Medline Industries, LP, Three Lakes Drive,
Northfield, IL 60093 USA

Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
www.medline.com | info@medline.com

Medline Canada
1-800-396-6996
www.medline.ca | Canada@medline.com

Medline Mexico
01-800-831-0898
www.medlinemexico.com | mexico@medline.com

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2017 Medline Industries, LP. Guardian and Medline are registered trademarks of Medline Industries, LP.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles à la vente au Mexique ou au Canada. Veuillez contacter votre représentant commercial pour plus d'informations. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur pouvant se produire dans ce manuel. ©2017 Medline Industries, LP. Medline et Guardian sont des marques commerciales déposées de Medline Industries, LP.

Algunos productos pueden no estar disponibles para su venta en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2017 Medline Industries, LP. Medline y Guardian son marcas comerciales registradas de Medline Industries, LP.