

McKESSON

Night Splint Dorsal

For use with MFR #'s 155-14040S-M, 155-14040L-XL.

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INDICATIONS

Helps reduce pain associated with plantar fasciitis.

PRECAUTIONS

- If you experience any pain, swelling, sensation changes, or any unusual reactions while using this product, consult your medical professional immediately.

CONTRAINDICATIONS

- Not recommended for everyday walking.

DIRECTIONS FOR USE

1. Apply splint while seated.
2. Loosen all straps.
3. Slide foot into splint. Ensure toes and ball of the foot are comfortably positioned in the forefoot section of the splint.
4. Secure the forefoot straps first, then the calf strap. Make sure all straps are secure but not too tight.

CLEANING INSTRUCTIONS

Wipe clean with warm water. Line dry. Avoid heat or sun.

FOR SINGLE PATIENT USE ONLY.

Not made with natural rubber latex.

Questions? Call 1-800-777-4908

Technical Support? Call 1-800-336-6569



Distributed by McKesson Medical-Surgical Inc.

Richmond, VA 23233

PVN A0520

PN 13-5504 Rev A

Made in China

Symbol Definitions	
Symbol	Definition
	Consult instructions for use
	Caution, consult accompanying documents

NOTICE: While every effort has been made in state-of-the-art techniques to obtain the maximum compatibility of function, strength, durability and comfort, this device is only one element in the overall treatment program administered by a medical professional. There is no guarantee that injury will be prevented through the use of this product.

McKESSON

Férula Nocturna Dorsal

Para uso con MFR #'s 155-14040S-M, 155-14040L-XL.

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

INDICACIONES

Ayuda a reducir el dolor asociado a la fascitis plantar.

PRECAUCIONES

- Si durante el uso de este producto experimenta dolor, hinchazón, cambios de sensibilidad o cualquier otra reacción inusual, interrumpa su uso y consulte a su médico inmediatamente.

CONTRAINDICACIONES

- No se recomienda su uso para caminar habitualmente.

LAS INSTRUCCIONES DE USO

1. Colóquese la férula sentado.
2. Afloje todas las correas.
3. Introduzca el pie en la férula. Asegúrese de que los dedos y la parte anterior del pie quedan cómodamente ubicados en la sección del antepie de la férula.
4. Ajuste primero las correas del antepie y luego la correa de la pantorrilla. Asegúrese de que todas las cintas queden bien fijadas, pero no demasiado apretadas.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Límpielo con agua templada. Tienda la férula para que se seque. Evite exponerla al calor o a la luz solar directa.

PARA USO EN UN SOLO PACIENTE.

No está hecho con látex de caucho natural.



Distribuido por McKesson Medical-Surgical Inc.

Richmond, VA 23233

PVN A0520

PN 13-5504 Rev A

Hecho en China

Definiciones de Símbolos	
Símbolo	Definición
	Consulte las instrucciones de uso
	Precaución: consultar los documentos adjuntos

AVISO: Si bien se han hecho todos los esfuerzos posibles con las técnicas más modernas para obtener la compatibilidad máxima de la función, resistencia, durabilidad y comodidad, no existe garantía alguna de que se evitarán lesiones durante el empleo de este producto.