



# GUARDIAN<sup>®</sup>

User's Guide

Manuel de l'utilisateur | Guía del usuario

**Folding  
Shower Chair**

**Chaise de douche  
pliable**

**Silla de ducha plegable**



**REF** G2-203FRX1

Not made with Natural Rubber Latex.  
Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.  
No está hecho con látex de caucho natural.

## General Warnings

To ensure the safe assembly and operation of the product, these instructions must be followed. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY TO THE USER OR DAMAGE TO THE PRODUCT. If you are unable to understand these warnings, cautions and/or instructions, contact a healthcare professional, dealer or Medline before attempting to use this product.

- DO NOT assemble and use this product without first reading and understanding this user guide, otherwise injury or damage may occur.
- DO NOT use if components are missing or are damaged, contact Medline at 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.
- DO NOT exceed weight capacity of 250 lbs (113 kg).
- DO NOT make any adjustments while using the product.
- DO NOT stand on the shower stool.

## Cautions

Users with limited physical strength and/or mobility should be supervised and/or assisted while using the product. Prior to use, ensure the following:

1. There are no loose, broken or missing components and ensure all parts are secure.
2. All legs are adjusted at the same preferred height and are touching the floor simultaneously at all times.
3. All screws, nuts and/or bolts are tightened.
4. All push buttons protrude fully and legs are securely locked in place.

## Assembly and use

Frame is shipped pre-assembled. If exposed to cold temperatures, allow contents to come to room temperature before completing assembly. Remove contents from box, making sure you have all parts described here.

- seat
- leg assembly
- legs

### (Figure 1)

1. Open leg assembly and press cross bars firmly into seat clip. **(Figure 2)**
2. Insert the leg extensions imprinted with *S1* into the leg assemblies imprinted with *S1*. **(Figure 3)**
3. Insert the leg extensions imprinted with *S2* into the leg assemblies imprinted with *S2*. **(Figure 4)**

NOTE: Ensure to adjust ALL the legs to the same preferred height.

4. To fold for storage, unclip one side of seat and fold legs flat.




Figure 1



Figure 2

## Adjusting leg height

Before using the product, make sure all legs are set to the same preferred height.

1. Depress the push button and slide each leg to the desired height. **(Figure 5)**
2. Align the push button to the proper hole and let the push button snap into place.
3. Repeat until all legs are adjusted to the same preferred height.
4. Ensure legs are locked into place by pushing down and pulling up on each leg.

## Maintenance

Periodic visual inspection of this shower stool is recommended to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, or loose, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or damaged, do not use the product. If you experience problems, please contact Medline at 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.

## Cleaning

1. Clean with regular household cleaning products. Use a non-abrasive cleaner with warm water. Wipe dry after cleaning.
2. DO NOT use abrasive powders, cleaners or scouring pads.



**Figure 3**



**Figure 4**



**Figure 5**

## Avertissements généraux

Suivre à la lettre les instructions suivantes pour un assemblage et une utilisation sécuritaires du produit. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES POUR L'UTILISATEUR OU ENDOMMAGER LE PRODUIT. Si vous ne comprenez pas ces mises en garde, ces précautions ou ce mode d'emploi, communiquez avec un professionnel de la santé, un revendeur ou Medline avant de tenter d'utiliser ce produit.

- N'assemblez PAS et N'utilisez PAS ce produit sans avoir d'abord lu et compris le manuel de l'utilisateur. Il y a sinon un risque de blessure ou de dommages.
- N'utilisez PAS le produit s'il manque des pièces ou si des pièces sont endommagées; communiquez avec Medline en appelant au 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.
- NE dépassez PAS la capacité de charge de 113 kg (250 lb).
- NE faites AUCUN réglage lors de l'utilisation du produit.
- NE montez PAS sur le tabouret de douche.

## Mises en garde

Les utilisateurs dont la force physique et/ou la mobilité sont limitées doivent être supervisés ou aidés durant l'utilisation du produit. Avant l'utilisation, faites les vérifications suivantes :

1. Vérifiez qu'il ne manque aucune pièce et que toutes les pièces sont en bon état et sont bien serrées.
2. Toutes les pattes sont réglées à la même hauteur et reposent au sol simultanément en tout temps.
3. Assurez-vous que l'ensemble des vis, écrous et boulons sont serrés.
4. Assurez-vous que tous les boutons-poussoirs ressortent complètement et que les pattes sont bien verrouillées en place.

## Assemblage et utilisation

Le cadre est expédié préassemblé. Si la boîte a été exposée au froid, amenez le contenu à la température ambiante avant de procéder à l'assemblage. Videz la boîte de son contenu en vérifiant que toutes les pièces décrites sont présentes.

- siège
- assemblage de pattes
- pattes

### (Figure 1)

1. Ouvrez l'assemblage de pattes et appuyez fermement sur les barres transversales pour les fixer au siège. (Figure 2)
2. Insérez les rallonges de pattes marquées S1 dans l'assemblage de pattes marqué S1. (Figure 3)




Figure 1



Figure 2

3. Insérez les rallonges de pattes marquées S2 dans l'assemblage de pattes marqué S2. (**Figure 4**)  
REMARQUE : Assurez-vous de régler TOUTES les pattes à la même hauteur.
4. Pour ranger le tabouret, détachez un côté du siège et rabattez les pattes.



Figure 3

## Réglage de la hauteur des pattes

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que les pattes sont toutes à la même hauteur.

1. Enfoncez le bouton poussoir et réglez chaque patte à la hauteur souhaitée. (**Figure 5**)
2. Alignez le bouton poussoir vis-à-vis du trou correspondant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Répétez jusqu'à ce que les quatre pattes soient réglées à la même hauteur.
4. Assurez-vous que les pattes sont verrouillées en poussant puis en tirant sur chacune.



Figure 4

## Entretien

Il est recommandé de procéder régulièrement à une inspection visuelle de ce tabouret de douche pour s'assurer que l'ensemble des pièces et de la quincaillerie sont bien fixées, que les composants sont en bon état de marche et ne sont pas usés, brisés, abîmés ou lâches, et que rien n'empêche l'utilisation normale et sécuritaire du produit. Si un composant ou un mécanisme semble poser un risque ou être endommagé, n'utilisez pas le produit. Pour tout problème, communiquez avec Medline au 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.



Figure 5

## Nettoyage

1. Utilisez des produits nettoyants ordinaires à usage domestique. Utilisez un nettoyant non abrasif dilué dans de l'eau tiède. Essuyez après le nettoyage.
2. N'utilisez PAS de poudres ou de nettoyants abrasifs ni de tampons à récurer.

## Advertencias generales

Para garantizar el montaje y funcionamiento seguros del producto, deben seguirse estas instrucciones. **NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE PRODUCIR LESIONES GRAVES AL USUARIO O DAÑOS AL PRODUCTO.** Si no entiende estas advertencias, precauciones y/o instrucciones, póngase en contacto con un profesional de atención médica, un distribuidor o con Medline antes de intentar usar este producto.

- NO monte ni use este producto sin antes haber leído y comprendido esta guía del usuario, de lo contrario podrían producirse lesiones o daños.
- NO lo use si faltan componentes o si estos están dañados, póngase en contacto con Medline llamando al 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.
- NO exceda la capacidad de carga de 250 lb (113 kg).
- NO realice ningún ajuste mientras usa el producto.
- NO se pare en el taburete de ducha.

## Precauciones

Los usuarios con fuerza física y/o movilidad limitada deben ser supervisados y/o asistidos cuando usen el producto. Antes del uso, cerciőrese de lo siguiente:

1. Que no haya componentes sueltos, rotos o faltantes y que todas las piezas estén fijas.
2. Que todas las patas estén ajustadas a la misma altura deseada y toquen el piso simultáneamente en todo momento.
3. Que todos los tornillos, tuercas y/o pernos estén apretados.
4. Que todos los pulsadores sobresalgan completamente y estén bien trabados en su sitio.

## Montaje y uso

El armaz3n se envía premontado. Si el contenido se expone a temperaturas frías, deje que alcance la temperatura ambiente antes de completar el montaje. Saque el contenido de la caja cerciorándose de que est3n todas las piezas descritas aqu3.

- asiento
- conjunto de patas
- patas

(Figura 1)

1. Abra el conjunto de patas y presione las barras transversales firmemente en la presilla del asiento. (Figura 2)
2. Inserte las extensiones de patas impresas con S1 en los conjuntos de patas impresos con S1. (Figura 3)




Figura 1



Figura 2

3. Inserte las extensiones de patas impresas con S2 en los conjuntos de patas impresos con S2. **(Figura 4)**  
NOTA: Cerciórese de ajustar TODAS las patas a la misma altura deseada.
4. Para plegarlo a fin de guardarlo, desenganche un lado del asiento y pliegue las patas en plano.



Figura 3

## Ajuste de la altura de las patas

Antes de usar el producto, cerciórese de que todas las patas estén a la misma altura deseada.

1. Oprima el pulsador y deslice cada pata a la altura deseada. **(Figura 5)**
2. Alinee el pulsador con el orificio adecuado y deje que el pulsador encaje en su sitio.
3. Repita el procedimiento hasta que todas las patas estén ajustadas a la misma altura deseada.
4. Empuje hacia abajo y tire hacia arriba de cada una de las patas para cerciorarse de que estén fijas en su sitio.



Figura 4

## Mantenimiento

Se recomienda inspeccionar visual y periódicamente este taburete de ducha para asegurarse de que todas las piezas y los herrajes estén seguros, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y que no estén desgastados, rotos, deteriorados o sueltos, y que no haya obstrucciones o impedimentos para un funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece ser inseguro o estar dañado, no use el producto. Si tiene problemas, comuníquese con Medline llamando al 1-800-MEDLINE | 1-800-268-2848.



Figura 5

## Limpieza

1. Límpielo con productos de limpieza comunes para el hogar. Use un limpiador no abrasivo con agua tibia. Séquelo con un paño después de limpiarlo.
2. NO use polvos o limpiadores abrasivos ni esponjas para restregar.

## Limited Warranty

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

## Garantie limitée

Votre produit Medline est garanti contre tout vice de matériel et de fabrication pendant sa durée d'utilisation par le consommateur d'origine. Cet appareil a été construit selon des normes précises et soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée exprime notre confiance dans le matériel et la fabrication de nos produits et assure des années de service fiable et pratique. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons l'appareil à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas la défaillance de l'appareil liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les composants non durables, tels que des accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et peuvent être remplacés.

## Garantía Limitada

Su producto Medline está garantizado contra defectos de material y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos, y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos, a nuestra elección, el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, tales como accesorios de caucho, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2021 Medline Industries, LP. Guardian and Medline are registered trademarks of Medline Industries, LP.

Certains produits peuvent ne pas être en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans ce manuel. © Medline Industries, LP. 2021. Guardian et Medline sont des marques déposées de Medline Industries, LP.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2021 Medline Industries, LP. Guardian y Medline son marcas comerciales registradas de Medline Industries, LP.



Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA.

Medline United States  
1-800-MEDLINE (633-5463)  
medline.com | info@medline.com

Medline Canada

1-800-268-2848 | medline.ca | canada@medline.com

Medline México

01-800-831-0898 | medlinemexico.com | mexico@medline.com

Follow us | Suivez-nous | Siganos

