

# U-Shaped Seated Slings

## Instructions for use



### Description

U-Shaped Seated slings are designed for secure patient lifts and transfers with less physical stress for the patient and staff. They are designed to be easy to place and remove from under patients.

### Model SKUs

MDS2PTDHBM	MDSMD2	MDSMM2
MDS2PTDHBL	MDSMD3	MDSMM3
MDS2PTDHBXL	MDSMDHS1	MDSMMHS1
MDS2PTDLBM	MDSMDHS2	MDSMMHS2
MDS2PTDLBL	MDSMDHS3	MDSMMHS3
MDS2PTDLBXL	MDSMDHS4	MDSMP2
MDS2PTHBM	MDSMHC70000	MDSMP3
MDS2PTHBL	MDSMHC70001	MDSMP4
MDS2PTHBXL	MDSMHC70002	MDSMPHS1
MDS2PTLBM	MDSMHC70010	MDSMPHS2
MDS2PTLBL	MDSMHC70011	MDSMPHS3
MDS2PTLBXL	MDSMHC70012	MDSMPHS4

### Cautions

- Do not exceed the maximum weight capacity of sling or patient lift.
- Always confirm the weight capacity of the sling against the patient's weight and ensure proper placement before performing a lift.
- Always inspect slings prior to each use. Signs of rips, tears, or frays indicate sling wear which is unsafe and could result in injury. Signs of color fading, bleached areas, or permanent wrinkles on the straps indicate improper laundering which is unsafe and could result in injury. Any slings with signs of wear or improper laundering should be immediately removed from use.
- Always confirm compatibility between the connection style of the patient sling and the patient lift before use. Medline loop-style 6-point cradles are compatible with these slings. If other lift cradles are being used, the user should confirm compatibility between the hoist and the sling. Reach out to your Medline Representative with questions.
- Do not remove sling labels. If sling labels are removed or no longer legible, sling must be immediately removed from use.
- Never launder a disposable patient sling.
- Always follow your facility's Safe Patient Handling policy regarding how many staff members are needed to perform a patient lift.
- Always refer to the manufacturer's manual for operation of lift equipment.

### Instructions


#### Sizing

Always refer to weight capacity of the sling when selecting a size. Use clinical judgement for body shape and patient comfort when selecting between sizes.

**Note:** For amputees, use an amputee sling or repositioning sling, and use the discretion of your clinical professionals.

#### Positioning

With the product label outwards, position the seated u-shaped sling underneath/behind the patient, aligning the base of the U-shaped seated sling with the patient's coccyx.



#### Application




Scan QR code to view application video, or go to <https://vimeo.com/356271585>

There are three ways to properly apply the leg straps. In each method, apply the leg straps under the patient's thighs, making sure the material is flat and reaches entirely underneath the thigh.


#### Method 1 (Most common)

Place straps under each leg, cross straps in middle and attach to the lift.




## Method 2

Straps may be left uncrossed when attached to the lift, supporting the legs separately.



## Method 3

Place both straps under both thighs and attach to the lift.



Regardless of method used, follow these guidelines

- When connecting sling straps to the patient lift cradle, make sure to match strap loop lengths on either side of the sling, left to right. Use the color of the loops as a visual reference to match lengths.
  - Different length straps may be used between the front and back of the sling, as long as they match left and right.
- Use different loop lengths on the straps to achieve desired patient positioning:
  - Shorter straps towards the head, and longer straps towards legs, will create a seated position.
  - Longer straps towards the head, and shorter straps towards the legs, will create a more reclined position.
- When all straps are attached to the patient lift cradle, always perform a final visual check to make sure all loop lengths match from side-to-side.
- When performing the lift, reassure and calm the patient. Patient should not hold any part of the lift or straps during transfer.
- After lift or transfer, remove all loops of the patient sling from the lift and remove sling from behind patient.

## Reusable Slings

- Reusable slings are recommended for use with the same patient unless washed before using for a different patient.
- Frequency of laundering should follow facility guidelines, or when the sling is soiled. Refer to the sling's tag for laundering instructions and follow all wash instructions.

## Disposable Slings

- Disposable slings are for single-patient use and may only be re-used with the same patient.
- Disposable slings should be discarded when soiled or when patient is discharged.

Not Made with Natural Rubber Latex

# Toiles lève-personne en U pour position assise

Mode d'emploi



## Description

Les toiles lève-personne en U pour position assise permettent de procéder au soulèvement et au transfert des patients avec moins d'efforts physiques pour le patient et le personnel. Elles sont conçues pour pouvoir être mises en place et retirées facilement de dessous du patient.

## UGS des modèles

MDS2PTDHBM	MDSMD2	MDSMM2
MDS2PTDHBL	MDSMD3	MDSMM3
MDS2PTDHBXL	MDSMDHS1	MDSMMHS1
MDS2PTDLBM	MDSMDHS2	MDSMMHS2
MDS2PTDLBL	MDSMDHS3	MDSMMHS3
MDS2PTDLBXL	MDSMDHS4	MDSMP2
MDS2PTHBM	MDSMHC70000	MDSMP3
MDS2PTHBL	MDSMHC70001	MDSMP4
MDS2PTHBXL	MDSMHC70002	MDSMPHS1
MDS2PTLBM	MDSMHC70010	MDSMPHS2
MDS2PTLBL	MDSMHC70011	MDSMPHS3
MDS2PTLBXL	MDSMHC70012	MDSMPHS4

## Mises en garde

- Ne dépassez pas la capacité maximale de charge de la toile ou du lève-personne.
- Confirmez toujours la capacité de charge de la toile par rapport au poids du patient et assurez-vous de la mise en place correcte du patient avant de le soulever.
- Inspectez toujours les toiles avant chaque utilisation. Toute trace de déchirure, d'accroc ou d'effilochage est un signe d'usure de la toile et représente un danger et des risques de blessures. Des sangles décolorées, blanchies par endroit ou striées de façon permanente résultent d'un nettoyage inadéquat et représentent un danger et des risques de blessures pour le patient. Cessez immédiatement l'utilisation de toiles qui présentent des signes d'usure ou qui n'ont pas été nettoyées de façon adéquate.
- Confirmez toujours la compatibilité entre la manière dont la toile se raccorde et le lève-personne avant de l'utiliser. Les berceaux à boucle à 6 points Medline sont compatibles avec ces toiles. Si d'autres berceaux de lève-personne sont utilisés, l'utilisateur doit confirmer la compatibilité entre le palan et la toile. Communiquez avec votre représentant Medline pour toute question.
- N'enlevez pas les étiquettes de la toile. L'absence d'étiquette sur la toile ou une étiquette devenue illisible commande le retrait immédiat de la toile.
- Ne nettoyez jamais une toile de lève-personne jetable.
- Respectez toujours la politique de manipulation sécuritaire des patients de votre établissement concernant le nombre de membres du personnel nécessaires pour soulever le patient.
- Reportez-vous toujours au manuel du fabricant pour en savoir plus sur le fonctionnement du lève-personne.

## Mode d'emploi


### Sélection de la taille

Reportez-vous toujours à la capacité de charge de la toile pour sélectionner sa taille. Ayez recours à votre jugement clinique pour sélectionner la taille en fonction de la morphologie du patient et de son confort.

**Remarque :** Pour les amputés, utilisez une toile spécialement conçue à cet effet ou une toile de repositionnement en suivant les conseils de vos professionnels cliniques.

### Mise en place

L'étiquette étant dirigée vers l'extérieur, placez la toile en U pour position assise sous/derrière le patient, en alignant la base de la toile avec le coccyx du patient.



## Application




Balayez le code QR pour visualiser la vidéo d'application, ou rendez-vous sur le site <https://vimeo.com/356271585>

Les sangles des jambes peuvent être mises en place de trois manières différentes. Quelle que soit la méthode, placez les sangles de jambes sous les cuisses du patient en vous assurant que la toile ne forme aucun pli et est glissée entièrement sous les cuisses.


### Méthode 1 (la plus courante)

Placez les sangles sous chaque jambe, croisez les sangles au centre, puis attachez-les à la toile.




## Méthode 2

Les sangles peuvent être laissées décroisées lorsqu'elles sont fixées à la toile, soutenant les jambes séparément.



## Méthode 3

Placez les deux sangles sous les deux cuisses et fixez-les à la toile.



Quelle que soit la méthode utilisée, suivez ces directives.

- Lorsque les sangles de la toile sont attachées au berceau du lève-personne, assurez-vous que les boucles sont de la même longueur de chaque côté, à gauche et à droite. Utilisez la couleur des boucles comme référence visuelle pour vous assurer qu'elles sont de la même longueur.
  - Des sangles de longueurs différentes peuvent être utilisées à l'avant et à l'arrière de la toile, tant qu'elles sont de la même longueur à gauche et à droite.
- Utilisez différentes longueurs de boucle sur les sangles pour positionner le patient comme souhaité :
  - Des sangles plus courtes au niveau de la tête et plus longues au niveau des jambes permettront de placer le patient en position assise.
  - Des sangles plus longues au niveau de la tête et plus courtes au niveau des jambes permettront de placer le patient dans une position plus inclinée.
- Lorsque toutes les sangles sont fixées au berceau du lève-personne, vérifiez une dernière fois que toutes les boucles sont de la même longueur latéralement.
- Pendant le soulèvement du patient, rassurez-le et calmez-le. Le patient ne doit tenir aucune partie du lève-personne ni aucune sangle pendant le transfert.
- Après avoir soulevé ou transféré le patient, détachez toutes les boucles de la toile du lève-personne et retirez la toile de derrière le patient.

## Toiles lève-personne réutilisables

- Il est recommandé d'utiliser les toiles réutilisables avec le même patient, à moins de les laver avant de les réutiliser sur un patient différent.
- La fréquence de nettoyage doit suivre les directives de l'établissement ou nettoyez la toile lorsqu'elle est souillée. Reportez-vous à l'étiquette de la toile pour vérifier les instructions de nettoyage et suivez-les à la lettre.

## Toiles lève-personne jetables

- Les toiles jetables sont à usage unique et ne peuvent être réutilisées que sur le même patient.
- Les toiles jetables doivent être jetées lorsqu'elles sont souillées ou lorsque le patient quitte l'hôpital.

Non fait de latex de caoutchouc naturel

# Eslingas en forma de U para pacientes sentados

## Instrucciones de uso



### Descripción

Las eslingas en forma de U para pacientes sentados están diseñadas para realizar elevaciones y transferencias seguras de pacientes con menos estrés físico para el paciente y el personal. Están diseñadas para colocarlas y retirarlas fácilmente de debajo de los pacientes.

### SKU de los modelos

MDS2PTDHBM	MDSMD2	MDSMM2
MDS2PTDHBL	MDSMD3	MDSMM3
MDS2PTDHBXL	MDSMDHS1	MDSMMHS1
MDS2PTDLBM	MDSMDHS2	MDSMMHS2
MDS2PTDLBL	MDSMDHS3	MDSMMHS3
MDS2PTDLBXL	MDSMDHS4	MDSMP2
MDS2PTHBM	MDSMHC70000	MDSMP3
MDS2PTHBL	MDSMHC70001	MDSMP4
MDS2PTHBXL	MDSMHC70002	MDSMPHS1
MDS2PTLBM	MDSMHC70010	MDSMPHS2
MDS2PTLBL	MDSMHC70011	MDSMPHS3
MDS2PTLBXL	MDSMHC70012	MDSMPHS4

### Precauciones

- No exceda la capacidad de peso máxima de la eslinga o el elevador de pacientes.
- Confirme siempre la capacidad de peso de la eslinga con respecto al peso del paciente y cerciórese de su correcta colocación antes de realizar una elevación.
- Inspeccione siempre las eslingas antes de cada uso. Los signos de roturas, rasgaduras o deshilachado indican desgaste de la eslinga que no es seguro y podría causar lesiones. Si las correas se ven desteñidas, con zonas decoloradas o arrugas permanentes es signo de un lavado inadecuado que no es seguro y podría causar lesiones. Toda eslinga con signos de desgaste o lavado inadecuado debe dejar de usarse inmediatamente.
- Confirme siempre la compatibilidad entre el estilo de conexión de la eslinga del paciente y el elevador de pacientes antes de su uso. Los soportes de 6 puntos de anclaje estilo lazo de Medline son compatibles con estas eslingas. Si se usan otros soportes de elevación, el usuario debe confirmar la compatibilidad entre el aparato elevador y la eslinga. Si tiene preguntas, comuníquese con su representante de Medline.
- No quite las etiquetas de la eslinga. Si se quitan las etiquetas o ya no son legibles, se debe dejar de usar la eslinga inmediatamente.
- Nunca lave una eslinga para pacientes desechable.
- Siempre siga la política de manejo seguro de pacientes de su centro con respecto a cuántos miembros del personal se necesitan para realizar una elevación.
- Consulte siempre el manual del fabricante para conocer el funcionamiento del equipo de elevación.

### Instrucciones


#### Tamaño

Consulte siempre la capacidad de peso de la eslinga al seleccionar un tamaño. Use el criterio clínico para la forma del cuerpo y la comodidad del paciente al seleccionar entre tamaños.

**Nota:** Para las personas con amputaciones, emplee una eslinga para amputados o una para reposicionamiento y use la discreción de sus profesionales clínicos.

#### Posicionamiento

Con la etiqueta del producto hacia afuera, coloque la eslinga en forma de U para pacientes sentados debajo/detrás del paciente, alineando la base de la eslinga con el coxis del paciente.



#### Colocación




Escanee el código QR para ver el video de colocación o vaya a <https://vimeo.com/356271585>

Hay tres formas de colocar correctamente las correas para las piernas. En cada método, coloque las correas para las piernas debajo de los muslos del paciente, cerciorándose de que queden planas y lleguen completamente debajo del muslo.


#### Método 1 (el más común)

Coloque las correas debajo de cada pierna, cruce las correas en el medio y fíjelas al elevador.




## Método 2

Las correas se pueden dejar sin cruzar cuando se fijan al elevador, sosteniendo las piernas por separado.



## Método 3

Coloque ambas correas debajo de ambos muslos y fíjelas al elevador.



Independientemente del método utilizado, siga estas pautas

- Cuando conecte las correas de la eslinga al soporte del elevador de pacientes, cerciórese de que las longitudes de los lazos de las correas coincidan en ambos lados de la eslinga, de izquierda a derecha. Use el color de los lazos como referencia visual para hacer coincidir las longitudes.
  - Se pueden usar correas de diferentes longitudes entre la parte delantera y trasera de la eslinga, siempre que coincidan con la izquierda y la derecha.
- Use diferentes longitudes de lazo en las correas para lograr el posicionamiento deseado del paciente:
  - Las correas más cortas hacia la cabeza y las más largas hacia las piernas crearán una posición de sentado.
  - Más largas hacia la cabeza y más cortas hacia las piernas crearán una posición reclinada.
- Cuando todas las correas estén fijadas al soporte del elevador de pacientes, siempre haga una última verificación visual para cerciorarse de que todas las longitudes de los lazos coincidan de un lado al otro.
- Al realizar la elevación, conforte y calme al paciente. El paciente no debe sujetar ninguna parte del elevador ni las correas durante la transferencia.
- Después de la elevación o transferencia, retire del elevador todos los lazos de la eslinga y retire la eslinga de detrás del paciente.

## Eslingas reutilizables

- Se recomienda usar las eslingas reutilizables con el mismo paciente, a menos que se laven antes de usarlas con otro paciente.
- La frecuencia de lavado debe seguir las pautas del centro o cuando la eslinga esté sucia. Consulte la etiqueta de la eslinga para conocer las instrucciones de lavado y siga todas las instrucciones pertinentes.

## Eslingas desechables

- Las eslingas desechables son para uso en un solo paciente y solo se pueden reutilizar con el mismo paciente.
- Las eslingas desechables deben descartarse cuando se ensucien o cuando se dé de alta al paciente.

No está hecha con látex de caucho natural