

**User Instructions and Warranty**

**Mode d'emploi et garantie**

**Instrucciones para el usuario y garantía**



**Sliding Transfer  
Bath Bench**

**Banc de transfert  
coulissant**

**Banco para transferencia  
por deslizamiento**

**Weight Capacity**  
**Capacité de charge**  
**Capacidad de carga**  
**300 lb (136 kg)**



**REF** G3-401KRX1

Not made with Natural Rubber Latex.  
Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.  
No está hecho con látex de caucho natural.

## General Warnings

To ensure the safe assembly and operation of this product, these instructions must be followed. **FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY TO THE USER OR DAMAGE TO THE PRODUCT.** If you are unable to understand these warnings, cautions and/or instructions, contact a healthcare professional, dealer or Medline before attempting to use this product.

- ⚠ **DO NOT** assemble and use this product without first reading and understanding this user's guide, otherwise injury or damage may occur.
- ⚠ **DO NOT** use if components are missing or are damaged. Contact Medline at **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.
- ⚠ **DO NOT** exceed weight capacity of **300 lb (136 kg)**.
- ⚠ **DO NOT** make any adjustments while using the product.
- ⚠ **DO NOT** stand on the product.
- ⚠ **DO NOT** excessively twist or turn while seated on the bench as this may cause a loss of balance and/or damage to the product.
- ⚠ **DO NOT** attempt to use the arms to support full body weight.
- ⚠ **DO NOT** attempt to use the backrest to support full body weight.
- ⚠ **DO NOT** use product for anything other than its intended use.
- ⚠ **DO NOT** use product if wobbly, unstable, or not level.
- ⚠ **DO NOT** use product on uneven surfaces.
- ⚠ **DO NOT** "plop" or suddenly drop body weight onto the transfer bench/commode seat. Ease gently onto the seat when attempting to sit. Use caution when attempting to sit as the seat may be slippery.
- ⚠ **WARNING:** Transfer bench can be very slippery when wet.

## Cautions

Users with limited physical strength and/or mobility should be supervised and/or assisted while using the product. Prior to use, ensure the following:

1. The bench is completely unfolded. Failure to do so may result in possible injury or damage.
2. All push buttons are fully protruded and are properly engaged.
3. There are no loose, broken or missing components.
4. All parts are secure.
5. The bench must be balanced at all times.
6. All four legs touch the floor simultaneously at all times.
7. The tips are not worn, broken or missing. Replace any missing or damaged tips before use.
8. All legs are at the same height adjustment level.
9. Ensure seatbelt is fastened properly before use.

# Assembly

If exposed to cold temperatures, allow contents to come to room temperature before completing assembly. Remove contents from box. Ensuring all parts listed are included.

- Backrest (1 pc)
- Armrest (1 pc)
  - Knobs (2 pcs)
- Main Frame with Seat (1 pc)
- Leg Tubes (4 pcs)
  - Suction Tip (2 pcs)
  - Regular Tip (2 pcs)
- Soap Dish (1 pc)
- Seat Belt (1 pc)

Note: Seatbelt will come attached.



1. Place transfer bench seat upside down on a flat surface (Figure 1).
2. Unfold each leg then pull up on black bars to lock (Figure 1).
3. Attach two legs with the same tip to one side by depressing the pushbuttons and inserting into the receptacle with the matching "A" until the pushbutton snaps and locks into place. Repeat for second leg (Figure 2).
4. Attach the other two legs with the same tips to the other side by depressing pushbutton and inserting into the receptacle with matching "B" until the pushbutton snaps and locks into place. Repeat for second leg.
5. Turn transfer bench right-side up and ensure all leg tips are at the same height.
6. Insert backrest into the slots in the back of the seat (Figure 3).
7. Attach handle on desired side of seat by placing into the holes on the seat and insert the thumb screw to secure (Figure 4 & 5).
8. Attach soap on desired side by placing into the front slot (Figure 6).



# Use

## Wipe bath seat dry after each use.

**Caution:** Evenly distribute weight between the arm supports when transferring in and out of the bench.

## Instructions for use

To operate the sliding mechanism, pull up on the black handle under the seat and slide to the desired direction until seat clicks into place.

**NOTE:** There are two positions where the seat locks into place, one to the right and one to the left.



## Folding

1. On one end pull down on the black bars to unlock that side of legs.
2. Pull both red locking levers away from frame simultaneously until both locking pins disengage.

**NOTE:** Legs can stay on when folding or come off.

3. Repeat steps 1-2 for the other side of the bench.



## Leg height adjustment

1. Before use, adjust the height of each leg to your specific needs, making sure all legs are at the same height. When desired height is reached, lock legs into place by aligning buttons into proper holes.
2. Ensure that the legs are locked into place by pushing down and pulling up on each leg.



## Maintenance

Periodic visual inspection of this product is recommended to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not cracked, broken or fractured, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or damaged, do not use the product. If you experience problems, please contact Medline at **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.

## Cleaning

1. Clean with a non-abrasive cleaner or household cleaner with warm water.
2. Rinse with warm water and wipe dry after cleaning.
3. **DO NOT** use abrasive powders, cleaners, cloths, or scouring pads.

## Avertissements généraux

Suivez à la lettre les instructions pour un assemblage et une utilisation sécuritaires de ce produit. **LE MANQUEMENT AU RESPECT DE CES INSTRUCTIONS RISQUE DE CAUSER DE GRAVES BLESSURES À L'UTILISATEUR OU DES DOMMAGES AU PRODUIT.**

Si vous ne comprenez pas ces mises en garde, ces précautions ou ce mode d'emploi, communiquez avec un professionnel de la santé, un revendeur ou Medline avant de tenter d'utiliser ce produit.

- ⚠ **N'assemblez PAS et N'utilisez PAS** ce produit sans avoir lu et compris le manuel de l'utilisateur, au risque de provoquer des blessures ou des dommages.
- ⚠ **N'utilisez PAS** le produit s'il manque des pièces ou si des pièces sont endommagées. Communiquez avec Medline au **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.
- ⚠ **NE** dépassez **PAS** la capacité de charge de **136 kg (300 lb)**
- ⚠ **NE** faites **AUCUN** réglage lors de l'utilisation du produit.
- ⚠ **NE** montez **PAS** sur le produit.
- ⚠ **NE** vous tournez **PAS** trop lorsque vous êtes en position assise, au risque de perdre l'équilibre et d'endommager le produit.
- ⚠ **NE** tentez **PAS** d'appuyer tout le poids de votre corps sur les accoudoirs.
- ⚠ **NE** tentez **PAS** d'appuyer tout le poids de votre corps sur le dossier.
- ⚠ **N'utilisez PAS** ce produit à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.
- ⚠ **N'utilisez PAS** ce produit s'il est bancal ou instable ou qu'il n'est pas de niveau.
- ⚠ **N'utilisez PAS** ce produit sur des surfaces irrégulières.
- ⚠ **NE** vous laissez **PAS** tomber et **NE** mettez **PAS** brusquement tout le poids de votre corps sur le banc de transfert ou sur la chaise d'aisance. Prenez place doucement sur le siège. Soyez prudent lorsque vous vous asseyez car le siège pourrait être glissant.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Le banc de transfert peut être très glissant lorsqu'il est mouillé.

## Mises en garde

Les utilisateurs dont la force physique et/ou la mobilité sont limitées doivent être supervisés ou aidés durant l'utilisation du produit.

Avant l'utilisation, faites les vérifications suivantes :

1. Le banc doit être complètement déplié. Vous risquez sinon de vous blesser ou d'endommager le banc.
2. Veillez à ce que tous les boutons-poussoirs ressortent complètement et qu'ils sont enclenchés correctement.
3. Vérifiez qu'il ne manque aucune pièce, que toutes les pièces sont en bon état et bien serrées.
4. Vérifiez que toutes les pièces sont bien fixées.
5. Le banc doit être stable en tout temps.
6. Les quatre pattes doivent reposer au sol simultanément en tout temps.
7. Vérifiez que les embouts ne sont pas usés, endommagés ou manquants. Remplacez tout embout manquant ou endommagé avant l'utilisation.
8. Assurez-vous que toutes les pattes sont à la même hauteur.
9. Assurez-vous que la ceinture de sécurité est bouclée adéquatement avant l'utilisation.

# Assemblage

Si la boîte contenant le produit a été exposée au froid, amenez le contenu à la température ambiante avant de procéder à l'assemblage. Videz la boîte de son contenu en vérifiant qu'il ne manque aucune des pièces indiquées.

- Dossier (1)
- Accoudoir (1)
  - Boutons (2)
- Cadre de base avec siège (1)
- Tubes de patte (4)
  - Embout à ventouse (2)
  - Embout ordinaire (2)
- Porte-savon (1)
- Ceinture de sécurité (1)

Remarque : La ceinture de sécurité est fournie bouclée.



1. Placez le siège du banc de transfert à l'envers sur une surface plane (Figure 1).
2. Dépliez chaque patte, puis tirez les barres noires vers le haut pour verrouiller les pattes (Figure 1).
3. Fixez les deux pattes portant le même embout d'un côté en appuyant sur le bouton-poussoir pour l'insérer dans le réceptacle correspondant (« A ») jusqu'à ce qu'il s'enclenche et se verrouille. Répétez pour l'autre patte (Figure 2).
4. Fixez les deux autres pattes portant le même embout en appuyant sur le bouton-poussoir pour l'insérer dans le réceptacle correspondant (« B ») jusqu'à ce qu'il s'enclenche et se verrouille. Répétez pour l'autre patte.
5. Retournez le banc à l'endroit et assurez-vous que tous les embouts de patte sont à la même hauteur.
6. Insérez le dossier dans les fentes à l'arrière du siège (Figure 3).
7. Attachez la poignée du côté désiré du siège en la plaçant dans les orifices sur le siège et insérez la molette pour la fixer (Figures 4 et 5).
8. Attachez le porte-savon du côté désiré en le plaçant dans la fente avant (Figure 6).



# Utilisation

## Essayez le siège de bain après chaque utilisation.

**Mise en garde :** Le poids de l'utilisateur doit être réparti uniformément entre les accoudoirs lors du transfert vers ou depuis le banc.

## Mode d'emploi

Pour activer le mécanisme coulissant, tirez vers le haut la poignée noire qui se trouve sous le siège et glissez le siège dans la direction désirée jusqu'à ce qu'il s'encliquète en place.

**REMARQUE :** Le siège peut se verrouiller en place dans deux positions, l'une à droite et l'autre à gauche.



## Pliage

1. Poussez sur les barres noires d'un côté pour déverrouiller les pattes.
2. Tirez simultanément les deux leviers de blocage rouges à l'écart du cadre jusqu'à ce que les goupilles de blocage se désengagent.

**REMARQUE :** Les pattes peuvent rester en place lors du pliage ou être enlevées.

3. Répétez les étapes 1 et 2 de l'autre côté du banc.



## Réglage de la hauteur des pattes

1. Avant l'utilisation, réglez la hauteur de chaque patte en fonction de vos besoins particuliers et veillez à ce que les pattes soient toutes à la même hauteur. Quand les pattes sont à la hauteur souhaitée, verrouillez-les en place en alignant les boutons-poussoirs sur les orifices appropriés.
2. Vérifiez que les pattes sont verrouillées en poussant puis en tirant sur chacune d'elles.



## Entretien

Il est recommandé de procéder régulièrement à une inspection visuelle du produit pour s'assurer que l'ensemble des pièces et de la quincaillerie sont bien fixées, que les composants sont en bon état et ne sont ni fissurés, ni cassés, ni fragmentés, et que le fonctionnement normal et sécuritaire n'est en aucune manière obstrué ou entravé. Si un composant ou un mécanisme semble poser un risque ou être endommagé, n'utilisez pas le produit.

Pour tout problème, communiquez avec Medline au **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.

## Nettoyage

1. Nettoyez avec un détergent ou un nettoyant ménager non abrasif dilué dans de l'eau tiède.
2. Rincez à l'eau tiède et essuyez après le nettoyage.
3. **N'utilisez PAS** de poudres, de nettoyants ou de chiffons abrasifs ni de tampons à récurer.

## Advertencias generales

Se deben seguir las instrucciones para garantizar el montaje y la operación seguros de este producto. **EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES AL USUARIO O DAÑOS AL PRODUCTO.** Si no entiende estas advertencias, precauciones o instrucciones, póngase en contacto con un profesional de atención médica, distribuidor o Medline antes de intentar usar este producto.

- ⚠ **NO** monte ni utilice este producto sin haber leído y entendido antes esta guía del usuario; de lo contrario podrían producirse lesiones o daños.
- ⚠ **NO** utilice el producto si faltan componentes o están dañados. Póngase en contacto con Medline llamando al **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848.**
- ⚠ **NO** exceda la capacidad de carga de **300 lb (136 kg)**
- ⚠ **NO** realice ningún ajuste mientras utiliza el producto.
- ⚠ **NO** se ponga de pie sobre el producto.
- ⚠ **NO** se voltee ni gire excesivamente el cuerpo mientras esté sentado en el banco, pues podría perder el equilibrio o dañar el producto.
- ⚠ **NO** trate de usar los brazos para soportar el peso de todo el cuerpo.
- ⚠ **NO** trate de usar el respaldo para soportar el peso de todo el cuerpo.
- ⚠ **NO** utilice este producto para usos diferentes a los indicados.
- ⚠ **NO** utilice el producto si se tambalea, es inestable o no está nivelado.
- ⚠ **NO** utilice el producto sobre superficies irregulares.
- ⚠ **NO** se "desplome" ni deje caer el peso corporal súbitamente en el banco de transferencia/la silla retrete. Cuando vaya a sentarse, deslícese suavemente en el asiento. Tenga cuidado cuando vaya a sentarse, pues el asiento podría estar resbaloso.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** cuando está mojado, el banco de transferencia puede ser muy resbaloso.

## Precauciones

Los usuarios que tengan poca fuerza o movilidad limitada deben recibir asistencia o estar bajo supervisión mientras utilizan el producto. Antes de usarlo, asegúrese de lo siguiente:

1. El banco está completamente desplegado. De lo contrario, podrían producirse lesiones o daños.
2. Todos los pulsadores sobresalen completamente y están bien encajados.
3. No hay componentes sueltos, rotos ni faltantes.
4. Todas las piezas están afianzadas.
5. El banco debe estar equilibrado en todo momento.
6. Las cuatro patas tocan el suelo simultáneamente en todo momento.
7. No faltan conteras ni están desgastadas o rotas. Reemplace las conteras faltantes o dañadas antes de usarlo.
8. Todas las patas están ajustadas a la misma altura.
9. Asegúrese de que el cinturón de seguridad esté abrochado correctamente antes de usarlo.

# Montaje

Si el contenido se expone a temperaturas frías, deje que alcance la temperatura ambiente antes de completar el montaje. Saque el contenido de la caja y compruebe que estén incluidas todas las piezas.

- Respaldo (1 unidad)
- Reposabrazos (1 unidad)
  - Perillas (2 unidades)
- Armazón principal con asiento (1 unidad)
- Tubos de las patas (4 unidades)
  - Contera con ventosa (2 unidades)
  - Contera normal (2 unidades)
- Jabonera (1 unidad)
- Cinturón de seguridad (1 unidad)

Nota: el cinturón de seguridad viene puesto.



1. Coloque el asiento del banco de transferencia boca abajo sobre una superficie plana (figura 1).
2. Extienda cada pata y luego suba las barras negras para fijarlas (figura 1).
3. Fije dos patas con el mismo tipo de contera a un lado oprimiendo los pulsadores e introduciéndolas en el receptáculo marcado con la letra "A" correspondiente hasta que el pulsador encaje y quede bloqueado en su lugar. Repita el procedimiento con la segunda pata (figura 2).
4. Fije las otras dos patas con idénticas conteras en el otro lado oprimiendo el pulsador e introduciéndolas en el receptáculo marcado con la letra "B" correspondiente hasta que el pulsador encaje y quede bloqueado en su lugar. Repita el procedimiento con la segunda pata.
5. Voltee el banco de transferencia para ponerlo boca arriba y asegúrese de que todas las patas estén a la misma altura.
6. Inserte el respaldo en las ranuras de la parte trasera del asiento (figura 3).
7. Instale el asa en el lado deseado del asiento; para ello insértela en los orificios que hay en el asiento y coloque el tornillo manual para fijarla (figuras 4 y 5).
8. Coloque el jabón en la ranura delantera para que quede en el lado deseado (figura 6).



# Uso

**Seque el asiento de baño con un paño después de usarlo.**

**Precaución:** distribuya el peso de manera uniforme entre los soportes de los brazos cuando vaya a transferirse al banco y fuera de él.

## Instrucciones de uso

Para accionar el mecanismo deslizante, tire hacia arriba de la palanca negra debajo del asiento y deslícelo en la dirección deseada hasta que se bloquee en posición.

**NOTA:** Hay dos posiciones en las que el asiento se bloquea en posición, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda.



## Plegado

1. En un extremo, empuje hacia abajo las barras negras para desbloquear ese lado de las patas.
2. Tire al mismo tiempo de ambas palancas de bloqueo rojas en dirección opuesta al armazón hasta que los dos pasadores de bloqueo se desenganchen.

**NOTA:** Las patas pueden permanecer instaladas al plegarlo o se pueden quitar.

3. Repita los pasos 1 y 2 para el otro lado del banco.



## Ajuste de la altura de las patas

1. Antes de usar el producto, ajuste la altura de cada pata según sus necesidades específicas, asegurándose de que todas queden a la misma altura. Cuando estén a la altura deseada, bloquee las patas alineando los pulsadores en los orificios correspondientes.
2. Cerciórese de que las patas estén bloqueadas en su lugar; para ello, empújelas hacia abajo y tire hacia arriba de cada una.



## Mantenimiento

Se recomienda inspeccionar visualmente este producto de manera periódica para cerciorarse de que todas las piezas y los herrajes estén afianzados, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y no estén agrietados, rotos o fracturados, y que no haya obstrucciones o impedimentos para un funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece ser inseguro o estar dañado, no use el producto. Si tiene problemas, comuníquese con Medline llamando al **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.

## Limpieza

1. Limpie el producto con un limpiador no abrasivo o de uso doméstico con agua tibia.
2. Enjuáguelo con agua tibia y séquelo con un paño después de limpiarlo.
3. **NO** use polvos o limpiadores abrasivos ni paños o esponjas para restregar.

## Limited Warranty

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as tip accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

## Garantie limitée

Votre produit Medline est garanti contre tout vice de matériaux et de fabrication pendant sa durée d'utilisation par l'acheteur d'origine. Ce produit a été construit selon des normes précises et soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée témoigne de notre confiance à l'égard des matériaux et de la fabrication de nos produits. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas la défaillance du produit liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les composants non durables, comme les embouts, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et peuvent être remplacés.

## Garantía limitada

Su producto Medline está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos. En caso de encontrarse un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos (a nuestra elección) el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, incluyendo accesorios tales como conteras, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual.

Il est possible que certains produits ne soient pas en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans ce manuel.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual.



Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA  
Medline United States  
1-800-MEDLINE (633-5463)  
medline.com | info@medline.com

Medline Canada  
1-800-268-2848 | medline.ca | canada@medline.com  
Medline México  
01-800-831-0898 | medlinemexico.com | mexico@medline.com

Follow us / Suivez-nous / Siganos

