



# User Instructions and Warranty

## Mode d'emploi et garantie

### Instrucciones para el usuario y garantía

# Bathtub Transfer Bench

## Banc de transfert pour le bain

Banco de transferencia  
para bañeras



REF G3-100KBX1

REF G3-100KBX2



REF G3-100KBPX1

REF G3-100KBPX2

G3-100KBX1, G3-100KBX2, G3-100KBPX1, G3-100KBPX2:

Weight Capacity/Capacité de poids de/Capacidad de peso de **400 lb (181 kg)**



REF G3-200KBX1

REF G3-200KBX2

G3-200KBX1, G3-200KBX2:

Weight Capacity/Capacité de poids de/Capacidad de peso de **500 lb (226 kg)**

Not made with Natural Rubber Latex./Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel./No está hecho con látex de caucho natural.

## General Warnings

To ensure the safe assembly and operation of this product, these instructions must be followed. **FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY TO THE USER OR DAMAGE TO THE PRODUCT.** If you are unable to understand these warnings, cautions and/or instructions, contact a healthcare professional, dealer or Medline before attempting to use this product.

- ⚠ **DO NOT** assemble and use this product without first reading and understanding this user's guide, otherwise injury or damage may occur.
- ⚠ **DO NOT** use if components are missing or are damaged. Contact Medline at **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.
- ⚠ **DO NOT** exceed weight capacity listed on the product.
- ⚠ **DO NOT** make any adjustments while using the product.
- ⚠ **DO NOT** stand on the product.
- ⚠ **DO NOT** excessively twist or turn while seated on the bench as this may cause a loss of balance and/or damage to the product.
- ⚠ **DO NOT** attempt to use the arms to support full body weight.
- ⚠ **DO NOT** attempt to use the backrest to support full body weight.
- ⚠ **DO NOT** use product for anything other than its intended use.
- ⚠ **DO NOT** use product if wobbly, unstable, or not level.
- ⚠ **DO NOT** use product on uneven surfaces.
- ⚠ **DO NOT** "plop" or suddenly drop body weight onto the transfer bench/commode seat. Ease gently onto the seat when attempting to sit.
- ⚠ **WARNING:** Transfer bench can be slippery when wet. Use caution when attempting to sit or transfer.
- ⚠ **WARNING:** Ensure weight is evenly distributed between the arm supports, if applicable, when transferring in and out of the bench.

## Cautions

Users with limited physical strength and/or mobility should be supervised and/or assisted while using the product. Prior to use, ensure the following:

1. The bench is completely unfolded. Failure to do so may result in possible injury or damage.
2. All push buttons are fully protruded and are properly engaged.
3. There are no loose, broken or missing components.
4. All parts are secure.
5. The bench must be balanced at all times.
6. Excessive twisting or turning while seated on the bench may cause a loss of balance and/or damage to the product.
7. All four legs touch the floor simultaneously at all times.
8. User evenly distributes weight between the arm supports when transferring in and out of the bench.
9. The tips are not worn, broken or missing. Replace any missing or damaged tips before use.
10. Ensure all legs are at the same height adjustment level before use.

# Assembly

Ensure that you have all of the necessary components before assembling your bath bench. If any parts are missing, **DO NOT USE**, please contact Medline at **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**. If exposed to cold temperatures, allow contents to come to room temperature before completing assembly.

- 1 Bench—with preassembled main frame
- 1 Backrest—with preassembled backrest tubes
- 2 Backrest Support Tubes
- 1 Armrest
- 2 Suction Cup Leg Tubes
- 2 Regular Tip Leg Tubes
- 1 Padded Bench—with preassembled main frame
- 1 Backrest—with preassembled backrest tubes
- 2 Backrest Support Tubes
- 1 Armrest
- 2 Suction Cup Leg Tubes
- 2 Regular Tip Leg Tubes
- 1 Bench—with preassembled main frame
- 1 Backrest—with preassembled backrest tubes
- 2 Backrest Support Tubes
- 1 Armrest
- 2 Suction Cup Leg Tubes
- 2 Regular Tip Leg Tubes



G3-100KBX1, G3-100KBX2



G3-100KBPX1, G3-100KBPX2



G3-200KBX1, G3-200KBX2

While the components of the three product models vary, their installation procedures remain consistent which same as G3-100KBX1.

## Use

1. Remove contents from box.
2. Lay transfer bench upside down on a flat surface.
3. Attach leg with the large suction cup (marked "A") by depressing the pushbutton and inserting into the receptacle tube marked "A" until the pushbutton snaps and locks into place. Repeat for second leg (**Figure 1**).
4. Attach leg with small rubber tip (marked "B") by depressing the pushbutton and inserting into the receptacle tube marked "B" until the pushbutton snaps and locks into place. Repeat for second leg (**Figure 2**).
5. Turn transfer bench right-side-up. Depress armrest pushbuttons and slide into the armrest receptacle tubes with armrest arching outwards. (**Figure 3**).




Figure 1



Figure 2



Figure 3

6. To assemble backrest, insert pole into backrest support by depressing pushbutton and sliding into receptacle tube until it locks into place. Repeat for second pole (**Figure 4**).

7. Insert backrest into base by depressing pushbuttons and sliding supports through both receptacle tubes.

**CAUTION:** Backrest must be locked and secured in each receptacle tube. (**Figure 5**).

**NOTE:** Back support is reversible to accommodate left or right tub entry. You can also change the seat depth of your transfer bench by pushing the pins under the seat and sliding the tubes forward until the pins lock into place.

8. Place legs with suction cups into bath tub.



**Figure 4**



**Figure 5**

## Leg Height Adjustment

1. Before use, adjust the height of each leg to your specific needs, making sure all legs are at the same height. When desired height is reached, lock legs into place by aligning buttons into proper holes.
2. Ensure that the legs are locked into place by pushing down and pulling up on each leg.

## Maintenance

Periodic visual inspection of this product is recommended to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not cracked, broken or fractured, and that there are no obstructions or impediments to normal operation.

Wipe bath seat dry after each use. Drain any water that has accumulated in the seat or backrest. If any part or mechanism appears to be unsafe or damaged, **DO NOT** use the product.

If you experience problems, please contact Medline at

**1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848.**

## Cleaning

1. Clean with a non-abrasive cleaner or household cleaner with warm water.
2. Rinse with warm water and wipe dry after cleaning.
3. **DO NOT** use abrasive powders, cleaners, cloths, or scouring pads.

## Avertissements généraux

Suivez à la lettre les instructions pour un assemblage et une utilisation sécuritaires de ce produit. **LE MANQUEMENT AU RESPECT DE CES INSTRUCTIONS RISQUE DE CAUSER DE GRAVES BLESSURES À L'UTILISATEUR OU DES DOMMAGES AU PRODUIT.**

Si vous ne comprenez pas ces mises en garde, ces précautions ou ce mode d'emploi, communiquez avec un professionnel de la santé, un revendeur ou Medline avant de tenter d'utiliser ce produit.

- ⚠ **N'assemblez PAS et N'utilisez PAS** ce produit sans avoir lu et compris le manuel de l'utilisateur, au risque de provoquer des blessures ou des dommages.
- ⚠ **N'utilisez PAS** le produit s'il manque des pièces ou si des pièces sont endommagées. Communiquez avec Medline au **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.
- ⚠ **NE PAS** excéder la capacité de poids indiquée sur le produit.
- ⚠ **NE faites AUCUN** réglage lors de l'utilisation du produit.
- ⚠ **NE** montez **PAS** sur le produit.
- ⚠ **NE** vous tournez **PAS** trop lorsque vous êtes en position assise, au risque de perdre l'équilibre et d'endommager le produit.
- ⚠ **NE** tentez **PAS** d'appuyer tout le poids de votre corps sur les accoudoirs.
- ⚠ **NE** tentez **PAS** d'appuyer tout le poids de votre corps sur le dossier.
- ⚠ **N'utilisez PAS** ce produit à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.
- ⚠ **N'utilisez PAS** ce produit s'il est bancal ou instable ou qu'il n'est pas de niveau.
- ⚠ **N'utilisez PAS** ce produit sur des surfaces irrégulières.
- ⚠ **NE** vous laissez **PAS** tomber et **NE** mettez **PAS** brusquement tout le poids de votre corps sur le banc de transfert ou sur la chaise d'aisance. Prenez place doucement sur le siège.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Le banc de transfert peut être glissant lorsqu'il est mouillé. Faites preuve de prudence au moment de vous asseoir ou de passer à un autre type de siège.
- ⚠ **AVERTISSEMENT** : Veiller à ce que le poids de l'utilisateur soit réparti uniformément entre les accoudoirs, le cas échéant, lors du transfert vers ou depuis le banc.

## Mises en garde

Les utilisateurs aux capacités physiques limitées doivent être supervisés ou aidés durant l'utilisation du produit. Avant l'utilisation, faites les vérifications suivantes :

1. Le banc doit être complètement déplié. Vous risquez sinon de vous blesser ou d'endommager le banc.
2. Assurez-vous que tous les boutons-poussoirs ressortent complètement et sont enclenchés.
3. Vérifiez qu'il ne manque aucune pièce, que toutes les pièces sont en bon état et bien serrées.
4. Vérifiez que toutes les pièces sont bien fixées.

5. Le banc doit être stable en tout temps.
6. L'utilisateur doit éviter de trop se tourner une fois assis sur le banc, au risque de perdre l'équilibre ou d'endommager le produit.
7. Les quatre pattes doivent reposer au sol simultanément en tout temps.
8. Le poids de l'utilisateur doit être réparti uniformément entre les accoudoirs lors du transfert vers ou depuis le banc.
9. Vérifiez que les embouts ne sont pas usés ou endommagés et qu'ils ne sont pas manquants. Remplacez tout embout manquant ou endommagé avant l'utilisation.
10. Assurez-vous que toutes les pattes sont à la même hauteur avant l'utilisation.

## Assemblage

Vérifiez que vous avez bien tous les composants nécessaires avant d'assembler le banc de bain. S'il manque des pièces, **N'UTILISEZ PAS** le banc. Communiquez avec Medline à **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**. Si la boîte contenant le produit a été exposée au froid, amenez le contenu à la température ambiante avant de procéder à l'assemblage.

- 1 banc – avec cadre principal préassemblé
- 1 dossier – avec tubes de soutien préassemblés
- 2 tubes de soutien du dossier
- 1 accoudoir
- 2 tubes de patte à ventouses
- 2 tubes de patte à embouts ordinaires

- 1 banc rembourré – avec cadre principal préassemblé
- 1 dossier – avec tubes de soutien préassemblés
- 2 tubes de soutien du dossier
- 1 accoudoir
- 2 tubes de patte à ventouses
- 2 tubes de patte à embouts ordinaires

- 1 banc – avec cadre principal préassemblé
- 1 dossier – avec tubes de soutien préassemblés
- 2 tubes de soutien du dossier
- 1 accoudoir
- 2 tubes de patte à ventouses
- 2 tubes de patte à embouts ordinaires



G3-100KBX1, G3-100KBX2



G3-100KBPX1, G3-100KBPX2



G3-200KBX1, G3-200KBX2

Bien que les pièces des trois modèles de produit varient, leur installation reste la même que celle du modèle G3-100KBX1.

## Utilisation

1. Vider la boîte de son contenu.
2. Placer le banc de transfert à l'envers sur une surface plane.
3. Fixer la patte dotée d'une large ventouse (identifiée par la lettre « A ») en appuyant sur le bouton-poussoir et en l'insérant dans le tube de logement marqué d'un « A », jusqu'à ce que le bouton-poussoir s'enclenche et fasse saillie. Répéter pour l'autre patte. (Figure 1)




Figure 1

4. Fixer la patte dotée d'un petit embout en caoutchouc (identifiée par la lettre « B ») en appuyant sur le bouton-poussoir et en l'insérant dans le tube de logement marqué d'un « B », jusqu'à ce que le bouton-poussoir s'enclenche et fasse saillie. Répéter pour l'autre patte. (Figure 2)




Figure 2

5. Retourner le banc de transfert à l'endroit. Appuyer sur les boutons-poussoirs de l'accoudoir et glisser celui-ci dans son tube de logement en s'assurant que l'accoudoir est incliné vers l'extérieur. (Figure 3)



Figure 3

6. Pour monter le dossier, insérer le tube du dossier dans le support du dossier en appuyant sur le bouton-poussoir, puis le glisser dans le tube de logement jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Répéter pour l'autre tube. (Figure 4)




Figure 4

7. Insérer le dossier dans la base en appuyant sur les boutons-poussoirs et en glissant les tubes de soutien dans les deux tubes de logements.

**MISE EN GARDE :** Le dossier doit être verrouillé et fixé dans chaque tube de logement. (Figure 5) **REMARQUE :**

Le support du dossier est réversible pour permettre l'accès à la baignoire par la gauche ou par la droite. Il est également possible de modifier la profondeur du siège du banc de transfert en enfonçant les goupilles sous le siège et en faisant glisser les tubes vers l'avant jusqu'à ce que les goupilles s'engagent dans les trous.

8. Placer les pattes dotées de ventouses dans la baignoire.



Figure 5

## Réglage de la hauteur des pattes

1. Avant l'utilisation, réglez la hauteur de chaque patte en fonction de vos besoins particuliers et veillez à ce que les pattes soient toutes à la même hauteur. Quand les pattes sont à la hauteur souhaitée, verrouillez-les en place en alignant les boutons-poussoirs vis-à-vis des orifices appropriés.
2. Vérifiez que les pattes sont verrouillées en appuyant puis en tirant sur chacune d'elles.

## Entretien

Il est recommandé de procéder régulièrement à une inspection visuelle du produit pour vous assurer que l'ensemble des pièces et de la quincaillerie est bien fixé, que les composants sont en bon état et ne sont ni fissurés, ni cassés, ni brisés, et que le fonctionnement normal n'est en aucune manière obstrué ou entravé.

Essayez le siège de bain après chaque utilisation. Videz l'eau accumulée sur le siège ou le dossier. Si un composant ou un mécanisme semble poser un risque ou être endommagé, **VEUILLEZ NE PAS** utiliser le produit. Pour tout problème, communiquez avec Medline au **1-800-MEDLINE (633- 5463) | 1-800-268-2848**.

## Nettoyage

1. Nettoyez avec un détergent ou un nettoyant ménager non abrasif dilué dans de l'eau tiède.
2. Rincez à l'eau tiède et essuyez après le nettoyage.
3. **N'utilisez PAS** de poudres, nettoyants ou chiffons abrasifs ni de tampons à récurer.

## Advertencias generales

Se deben seguir las instrucciones para garantizar el montaje y la operación seguros de este producto. **EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES AL USUARIO O DAÑOS AL PRODUCTO**. Si no entiende estas advertencias, precauciones o instrucciones, póngase en contacto con un profesional de atención médica, distribuidor o Medline antes de intentar usar este producto.

- ⚠ **NO** monte ni utilice este producto sin haber leído y entendido antes esta guía del usuario; de lo contrario podrían producirse lesiones o daños.
- ⚠ **NO** utilice el producto si faltan componentes o están dañados. Póngase en contacto con Medline llamando al **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.
- ⚠ **NO** exceda la capacidad máxima de carga indicada en el producto.
- ⚠ **NO** realice ningún ajuste mientras utiliza el producto.
- ⚠ **NO** se ponga de pie sobre el producto.
- ⚠ **NO** se voltee ni gire excesivamente el cuerpo mientras esté sentado en el banco, pues podría perder el equilibrio o dañar el producto.
- ⚠ **NO** trate de usar los brazos para soportar el peso de todo el cuerpo.

- ⚠ **NO** trate de usar el respaldo para soportar el peso de todo el cuerpo.
- ⚠ **NO** utilice este producto para usos diferentes a los indicados.
- ⚠ **NO** utilice el producto si se tambalea, es inestable o no está nivelado.
- ⚠ **NO** utilice el producto sobre superficies irregulares.
- ⚠ **NO** se “desplome” ni deje caer el peso corporal súbitamente en el banco de transferencia/la silla retrade. Cuando vaya a sentarse, deslícese suavemente en el asiento.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** El banco de transferencia puede resbalar si está mojado. Tenga cuidado cuando vaya a sentarse o trasladarse.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Distribuya el peso de manera uniforme entre los soportes de los brazos (si procede) cuando vaya a trasladarse al banco y fuera de él.

## Precauciones

Los usuarios que tengan poca fuerza o movilidad limitada deben recibir asistencia o estar bajo supervisión mientras utilizan el producto. Antes de usar el producto, compruebe lo siguiente:

1. El banco está completamente desplegado. De lo contrario podrían producirse lesiones o daños.
2. Todos los pulsadores sobresalen por completo y están bien encajados.
3. No hay componentes sueltos, rotos o faltantes.
4. Todas las piezas están afianzadas.
5. El banco debe estar equilibrado en todo momento.
6. El darse vuelta o girar excesivamente el cuerpo mientras se está sentado en el banco puede causar la pérdida de equilibrio o daños al producto.
7. Las cuatro patas tocan el suelo a la vez en todo momento.
8. El usuario debe distribuir uniformemente el peso entre los soportes de los brazos al momento de trasladarse al banco o fuera de él.
9. Las conteras no están desgastadas, rotas ni faltan. Reemplace cualquier contera que falte o esté dañada antes de usar el producto.
10. Asegúrese de que todas las patas están ajustadas a la misma altura antes de usar el producto.

## Montaje

Cerciórese de contar con todos los componentes necesarios antes de montar su banco de baño. Si falta alguna pieza, **NO LO USE** y comuníquese con Medline llamando al **1-800-MEDLINE (633-5463)** | **1-800-268-2848**. Si se expone a temperaturas frías, deje que el contenido alcance la temperatura ambiente antes de terminar el montaje.

- 1 banco con armazón principal premontado
- 1 respaldo con tubos de respaldo premontados
- 2 tubos de soporte del respaldo
- 1 reposabrazos
- 2 patas tubulares con ventosas
- 2 patas tubulares con conteras normales

- 1 banco acolchado con armazón principal premontado
- 1 respaldo con tubos de respaldo premontados
- 2 tubos de soporte del respaldo
- 1 reposabrazos
- 2 patas tubulares con ventosas
- 2 patas tubulares con conteras normales

- 1 banco con armazón principal premontado
- 1 respaldo con tubos de respaldo premontados
- 2 tubos de soporte del respaldo
- 1 reposabrazos
- 2 patas tubulares con ventosas
- 2 patas tubulares con conteras normales



G3-100KBX1, G3-100KBX2



G3-100KBPX1, G3-100KBPX2



G3-200KBX1, G3-200KBX2

Aunque los componentes de los tres modelos del producto varían, los procedimientos de instalación son los mismos que para el modelo G3-100KBX1.

## Uso

1. Saque el contenido de la caja.
2. Coloque el banco de transferencia boca abajo sobre una superficie plana.
3. Fije la pata con la ventosa grande (marcada "A") oprimiendo el pulsador e introduciéndolo en el tubo del receptáculo marcado "A" hasta que el pulsador encaje y quede bloqueado en su lugar. Repita para la segunda pata (**Figura 1**).
4. Fije la pata con la contera pequeña (marcada "B") oprimiendo el pulsador e introduciéndolo en el tubo del receptáculo marcado "B" hasta que el pulsador encaje y quede bloqueado en su lugar. Repita para la segunda pata (**Figura 2**).
5. Gire el banco de transferencia boca arriba. Oprima los pulsadores del reposabrazos y deslícelos al interior de los tubos del receptáculo del reposabrazos con este último arqueado hacia afuera (**Figura 3**).
6. Inserte el poste en el soporte del respaldo oprimiendo el pulsador y deslizándolo en el tubo del receptáculo hasta que quede bloqueado en su lugar. Repita para el segundo poste (**Figura 4**).
7. Inserte el respaldo en la base oprimiendo los pulsadores y deslizando los soportes a través de




Figura 1




Figura 2



Figura 3



Figura 4

ambos tubos del receptáculo.

**PRECAUCIÓN:** El respaldo debe estar bloqueado y asegurado en cada tubo del receptáculo (**Figura 5**).

**NOTA:** El soporte para la espalda es reversible con el objeto de permitir la entrada a la bañera por la izquierda o la derecha. También puede cambiar la profundidad del asiento de su banco de transferencia pulsando los pasadores debajo del asiento y deslizando los tubos hacia adelante hasta que los pasadores queden bloqueados en su lugar.



**Figura 5**

8. Coloque las patas con ventosas en la bañera.

## Ajuste de la altura de las patas

1. Antes de usar el producto, ajuste la altura de cada pata según sus necesidades específicas, asegurándose de que todas queden a la misma altura. Cuando estén a la altura deseada, bloquee las patas alineando los pulsadores en los orificios correspondientes.
2. Asegúrese de que las patas estén bloqueadas empujando y tirando de cada pata.

## Mantenimiento

Se recomienda realizar una inspección visual periódica del producto para asegurarse de que todas las piezas y los herrajes estén afianzados, que los componentes estén en buenas condiciones de funcionamiento y no estén agrietados, rotos o fracturados, y que no haya obstrucciones ni impedimentos para el funcionamiento normal. Seque el asiento de baño con un paño después de cada uso.

Drene el agua que se haya acumulado en el asiento o el respaldo.

Si alguna pieza o mecanismo parece estar dañado o no ser seguro,

**NO UTILICE** el producto. Si experimenta algún problema, póngase en contacto con Medline llamando al **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.

## Limpieza

1. Limpie el producto con un limpiador doméstico o de otro tipo no abrasivo y agua templada.
2. Enjuague con agua templada y seque el producto después de limpiarlo.
3. **NO** use esponjas para restregar, paños, limpiadores ni polvos abrasivos.

## Limited Warranty

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as tip accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

## Garantie limitée

Votre produit Medline est garanti contre tout vice de matériaux et de fabrication pendant sa durée d'utilisation par l'acheteur d'origine.. Cette garantie limitée témoigne de notre confiance à l'égard des matériaux et de la fabrication de nos produits. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas la défaillance du produit liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les composants non durables, comme les embouts, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et peuvent être remplacés.

## Garantía limitada

Su producto Medline está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos. En caso de encontrarse un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos (a nuestra elección) el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, incluyendo accesorios tales como conteras, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2025 Medline Industries, LP. Medline is a registered trademark of Medline Industries, LP.

Il est possible que certains produits ne soient pas en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans ce manuel. © Medline Industries, LP, 2025. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2025 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP.



**Medline Industries, LP, Three Lakes Drive,  
Northfield, IL 60093 USA.**  
Medline United States  
1-800-MEDLINE (633-5463)  
medline.com | info@medline.com

### Medline Canada

1-800-268-2848 | medline.ca | canada@medline.com

### Medline México

01-800-831-0898 | medlinemexico.com | mexico@medline.com

Follow us | Suivez-nous | Siganos    