

GUARDIAN[®]

Family-owned. Trusted by
hospitals for over 50 years.



TUB GRAB BAR USER INSTRUCTIONS & WARRANTY

BARRE D'APPUI POUR BAIGNOIRE MODE D'EMPLOI ET GARANTIE

BARRA DE AGARRE DE LA TINA INSTRUCTIVO Y GARANTÍA DEL USUARIO

Not Made With Natural Rubber Latex.
Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.
No está hecho con látex de caucho natural.

REF G98006

**LIFETIME
LIMITED
WARRANTY**

**GARANTIE
LIMITÉE À LA
DURÉE À VIE**

**GARANTÍA
LIMITADA
DE POR VIDA**

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING ON TUB.



WARNING

Read carefully. Your personal safety will depend on following these instructions.



WARNING

The tub wall, both inside and out, should be clean of soap residues and free of any obstructions. This is essential if the clamping action is to work correctly.



WARNING

Ensure all surfaces and clamping pads are DRY and free of soapy residue. Clean and dry before each installation.



WARNING

On certain types of fiberglass or thin steel tubs, use extreme care not to over tighten. If over tightened, the clamp may crack the tub.



WARNING

Check for tightness and stability before each use.



WARNING

The Guardian® tub grab bar should rest directly on the top of the tub wall. If a shower door track interferes with this contact, the unit should not be used.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Open clamps by turning the adjustment knob counter-clockwise.
2. Place on tub with adjustment knob on outside of tub and secure tightly by turning adjustment knob clockwise.
3. Before using your Guardian® Tub Grab Bar, always test for stability by vigorously attempting to lift and move unit sideways. If unit is clamped correctly, it should be extremely stable and rigid, even when substantial forces are applied.

CLEANING

Soap and water is the recommended cleaning method. Avoid the use of harsh cleaners.

Maximum User Weight: 250 lbs. (113.5 kg) Not Made With Natural Rubber Latex.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER SUR LA BAIGNOIRE.



AVERTISSEMENT

Veillez lire attentivement. Respectez les instructions suivantes pour assurer votre sécurité personnelle.



AVERTISSEMENT

La paroi intérieure et extérieure de la baignoire doit être nettoyée pour éliminer toute trace de savon et toute obstruction. Cette mesure est essentielle pour que le serrage s'effectue correctement.



AVERTISSEMENT

Veillez à ce que toutes les surfaces et tous les coussinets de serrage soient SECS et à éliminer toute trace de savon. Nettoyez et laissez sécher avant chaque installation.



AVERTISSEMENT

Sur certains types de baignoires en fibre de verre ou acier fin assurez-vous de ne pas trop serrer. Un collier trop serré risque de fissurer la baignoire.



AVERTISSEMENT

Vérifiez soigneusement le serrage et la stabilité avant chaque utilisation.



AVERTISSEMENT

La barre d'appui Guardian® doit reposer directement sur la surface supérieure de la paroi de la baignoire. Si une coulisse de porte empêche un contact direct, n'utilisez pas le dispositif.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Ouvrez le collier de serrage en tournant le bouton de réglage dans le sens antihoraire.
2. Installez-le sur la baignoire en positionnant le bouton du côté extérieure de la paroi et serrez-le en tournant le bouton de réglage dans le sens horaire.
3. Avant d'utiliser la barre d'appui Guardian®, contrôlez toujours la stabilité en essayant de soulever et de déplacer vigoureusement le dispositif latéralement. Si le dispositif est serré correctement, il doit être extrêmement stable et rigide même lorsqu'une force substantielle est appliquée.

NETTOYAGE

Nous recommandons un nettoyage à l'eau savonneuse. Évitez d'utiliser des nettoyeurs forts.

Poids Maximum de l'utilisateur: 113.5 kg (250 lbs.) Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.

POR FAVOR LEA ESTO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALARLA EN LA TINA.



ADVERTENCIA

Lea cuidadosamente. Su seguridad personal dependerá de que siga estas instrucciones.



ADVERTENCIA

La pared de la tina, tanto por dentro como por fuera, deberá estar limpia, sin residuos de jabón y libre de cualquier obstrucción. Esto es esencial para que la sujeción funcione correctamente.



ADVERTENCIA

Asegúrese que todas las superficies y las almohadillas de sujeción estén SECAS y libres de residuos jabonosos. Limpie y seque antes de cada instalación.



ADVERTENCIA

En ciertos tipos de tinas de fibra de vidrio o de acero delgado, tenga mucho cuidado de no apretar en exceso. Si lo hace, la abrazadera puede romper la tina.



ADVERTENCIA

Revise el apretado y estabilidad antes de cada uso.



ADVERTENCIA

La barra de agarre de la tina Guardian® debe descansar directamente encima de la pared de la tina. No debe usar la unidad si la puerta de la tina interfiere con la barra.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Abra las abrazaderas girando la perilla de ajuste en sentido antihorario.
2. Colóquela en la tina con la perilla de ajuste en la parte exterior de la tina y asegure bien al girar la perilla de ajuste en sentido horario.
3. Antes de usar su Barra de Agarre de la Tina Guardian®, siempre compruebe la estabilidad al intentar vigorosamente levantar y mover la unidad lateralmente. Si la unidad está instalada correctamente, deberá ser extremadamente estable y rígida, aún cuando se apliquen esfuerzos significativos.

LIMPIEZA

El método de limpieza recomendado es agua y jabón. Evite el uso de limpiadores fuertes.

Peso Máximo del Usuario: 113.5 kg (250 lbs.) No está hecho con látex de caucho natural.

LIMITED WARRANTY

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

GARANTIE LIMITÉE

Votre produit Medline est garanti sans défaut en matériel ou en main d'œuvre pour la durée d'utilisation par l'acheteur original. Cet appareil a été construit selon des normes précises et a été soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée est une expression de notre confiance dans les matériaux et la fabrication de nos produits et assure des années de service pratique et fiable. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous pourrions, à notre choix, réparer ou remplacer l'appareil. Cette garantie ne couvre pas la panne de l'appareil pour cause de mauvais usage ou d'une négligence par le propriétaire, ou une usure normale. La garantie ne s'étend pas aux composants à faible durabilité, tels que des accessoires en caoutchouc, roulettes et poignées, soumis à une usure normale et au remplacement.

GARANTÍA LIMITADA

Su producto Medline está garantizado libre de defectos en materiales y mano de obra durante su tiempo de uso por el comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos, e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y mano de obra de nuestros productos y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos, a nuestra opción, el dispositivo. Esta garantía no cubre fallos del dispositivo debidos a un mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no durables, tales como accesorios de hule, ruedecillas y asas, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

GUARDIAN[®]

Medline Industries, LP,
Three Lakes Drive,
Northfield, IL 60093 USA

Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
www.medline.com | info@medline.com

Medline Canada
1-800-396-6996
www.medline.ca | Canada@medline.com

Medline Mexico
01-800-831-0898
www.medlinemexico.com | mexico@medline.com

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2018 Medline industries, LP. Guardian is a registered trademark of Medline Industries, LP.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles à la vente au Mexique ou au Canada. Veuillez contacter votre représentant commercial pour plus d'informations. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur pouvant se produire dans ce manuel. ©2018 Medline Industries, LP. Guardian est une marque déposée de Medline Industries, LP.

Algunos productos pueden no estar disponibles para su venta en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2018 Medline industries, LP. Guardian es una marca registrada de Medline Industries, LP.