



GUARDIAN[®]

User's Guide

Manuel de l'utilisateur | Guía del usuario

Replacement Padded Commode Seat

Siège rembourré de
rechange pour chaise
d'aisance

Asiento acolchado
de repuesto para
silla retrete



G1-502DPWX1



G1-301DPX1

Not made with Natural Rubber Latex.

Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.

No está hecho con caucho de látex natural.

REF G1-301PSEAT

For use with G1-301DPX1:

1. Align the padded toilet seat clamps onto the rear frame. (All clamps should sit outside the pail brackets).
2. Push down on seat until clamps snap firmly into place.
3. To remove, grasp the back of the seat and lift.

For use with G1-502PWX1:

The two front clips of seat must be removed.

To remove:

1. Use a Phillips screwdriver to remove the clips from the front seat.
2. Align the padded toilet seat clamps onto the rear frame.
(Both clamps should sit outside the pail brackets).
3. Push down on seat until clamps snap firmly into place.
4. To remove, grasp the back of the seat and lift.

Pour utilisation avec la chaise

G1-301DPX1 :

1. Alignez les colliers de serrage de la lunette rembourrée sur le cadre arrière. (Tous les colliers de serrage doivent reposer à l'extérieur des supports du seau.)
2. Appuyez sur la lunette jusqu'à ce que les colliers de serrage s'enclenchent fermement.
3. Pour ce faire, saisissez l'arrière de la lunette et soulevez-la.

Pour utilisation avec la chaise

G1-502PWX1 :

Les deux colliers de serrage avant doivent être retirés. Pour les retirer :

1. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les colliers de serrage de l'avant de la lunette.
2. Alignez les colliers de serrage de la lunette rembourrée sur le cadre arrière. (Chaque collier de serrage doit reposer à l'extérieur des supports du seau.)
3. Appuyez sur la lunette jusqu'à ce que les colliers de serrage s'enclenchent fermement.
4. Pour ce faire, saisissez l'arrière de la lunette et soulevez-la.

Para usar con el modelo G1-301DPX1:

1. Alinee las abrazaderas del asiento de inodoro acolchado sobre el armazón trasero. (Todas las abrazaderas deben quedar fuera de los soportes del cubo).
2. Empuje el asiento hacia abajo hasta que las abrazaderas encajen firmemente en su lugar.
3. Para retirarlo, tome la parte posterior del asiento y levántelo.

Para usar con el modelo G1-502PWX1:

Deben retirarse las dos presillas delanteras del asiento. Para retirarlas:

1. Use un destornillador Phillips para retirar las presillas de la parte delantera del asiento.
2. Alinee las abrazaderas del asiento de inodoro acolchado sobre el armazón trasero. (Ambas abrazaderas deben quedar fuera de los soportes del cubo).
3. Empuje el asiento hacia abajo hasta que las abrazaderas encajen firmemente en su lugar.
4. Para retirarlo, tome la parte posterior del asiento y levántelo.

Limited Warranty

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

Garantie limitée

Votre produit Medline est garanti contre tout vice de matériaux et de fabrication pendant sa durée d'utilisation par l'acheteur d'origine. Ce produit a été construit selon des normes précises et soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée exprime notre confiance dans le matériel et la fabrication de nos produits et assure des années de service fiable et commode. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas la défaillance du produit liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les composants non durables, comme les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et peuvent être remplacés.

Garantía Limitada

Su producto Medline está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos, y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de encontrarse un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos (a nuestra elección) el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, tales como accesorios de caucho, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos al desgaste normal y reemplazo.

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2021 Medline Industries, LP. Guardian and Medline are registered trademarks of Medline Industries, LP.

Il est possible que certains produits ne soient pas en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans ce manuel. © Medline Industries, LP, 2021. Guardian et Medline sont des marques déposées de Medline Industries, LP.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2021 Medline Industries, LP. Guardian y Medline son marcas comerciales registradas de Medline Industries, LP.



**Medline Industries, LP, Three Lakes Drive,
Northfield, IL 60093 USA.**

Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline Canada

1-800-268-2848 | medline.ca | canada@medline.com

Medline México

01-800-831-0898 | medlinemexico.com | mexico@medline.com

Follow us | Suivez-nous | Siganos    