

GUARDIAN[®]

Family-owned. Trusted by hospitals for over 50 years.
Empresa familiar. Cuenta con la confianza de hospitales
por más de 50 años.



STEEL DROP-ARM COMMUNE

USER INSTRUCTIONS AND WARRANTY
Weight capacity 300 lbs

SILLA RETRETE DE ACERO CON BRAZOS ABATIBLES

**INSTRUCCIONES PARA
EL USUARIO Y GARANTÍA**
Capacidad de carga de 136 kg



This product is not made with natural rubber latex.
Este producto no está hecho con caucho natural seco.

**LIFETIME
LIMITED
WARRANTY**

**GARANTÍA
LIMITADA
DE POR VIDA**

REF G1-303DWX1

MAINTENANCE

Periodic visual inspection of this commode is recommended to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, or loose, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or damaged, do not use the product. If you experience problems, please contact Medline at 1-800-MEDLINE.

ASSEMBLY and USE:

Frame is shipped pre-assembled. If exposed to cold temperatures, allow contents to come to room temperature before completing assembly.

1. Remove contents from box, making sure you have all parts described here. Locate backrest bar and snap into frame at the rear of the commode.
2. Align the toilet seat clamps onto the back rail of the frame. (Both clamps should sit outside the pail brackets). Push down on seat until clamps snap firmly into place. Repeat the same process to install the lid.
3. To drop the arms for access, depress the release button and allow armrest to gently drop. (Figure 1)
4. When removing the seat or lid, always remove lid first and then the seat. To remove, grasp the back of the lid and/or seat and lift.



Figure 1



5. Install commode bucket by dropping into bucket frame.
6. Remove bucket by lifting up out of the frame.
7. The commode is equipped with four locking wheels. To engage the lock, press down the lever on each of the wheels. To unlock, flip up the lever on each of the wheels. Ensure that all wheels are properly locked during use.

Adjusting Leg Height

1. Before using the commode, make sure all legs are set to the same preferred height.
2. To adjust leg height, depress pushbutton and slide each leg to desired height by aligning with proper holes and letting the pushbutton snap into the correct hole to lock leg in place. (Figure 2)
3. Make sure legs are locked into place by pushing down and pulling up on each leg.



Figure 2

CAUTIONS:

1. Toilet seat must be in down position before use. Failure to do so may result in possible injury or breaking the commode.
2. Do NOT assemble and use commode without first reading and understanding this assembly and instruction sheet. If you cannot understand these instructions, contact a healthcare dealer or technical professional before attempting to install. Otherwise, injury or damage may occur.
3. Inspect all parts for possible damage before assembling. If there is any damage - DO NOT USE. Contact dealer/carrier for further instructions.
4. Make sure that the height adjusting pushbuttons fully extend through the same corresponding hole of each leg extension. This ensures that the leg extensions are securely locked in place at an even height.
5. Make sure all screws, nuts and/or bolts are tightened.

6. Make sure the wheels and wheel locks are in place on the leg extensions and not worn, broken or missing. Replace any missing or damaged parts before use.
7. Wheels of all four leg extensions **MUST** touch the floor simultaneously at all times. Always ensure the wheel locks are properly engaged during use.
8. Users with limited physical strength should be supervised or assisted while using commode.
9. Use the arm supports only for assistance. **DO NOT** attempt to use the arms to support full body weight.
10. Arms should be unlatched and dropped to assist in transfer on or off the device.
11. **NEVER** stand on commode.

NOTE: To maintain appearance and promote good hygiene, clean periodically with mild soap and rinse with warm water. Wipe bath seat dry after each use.

MANTENIMIENTO

Se recomienda inspeccionar visual y periódicamente esta silla retrete para asegurarse de que todas las piezas y los herrajes estén seguros, que los componentes estén en buen estado de funcionamiento y que no estén desgastados, rotos, deshilachados o sueltos, y que no haya obstrucciones o impedimentos para un funcionamiento normal y seguro. Si alguna pieza o mecanismo parece ser inseguro o estar dañado, no use el producto. Si tiene problemas, por favor comuníquese con Medline llamando al 1-800-MEDLINE.

MONTAJE y USO:

El armazón se envía premontado. Si el contenido se expone a temperaturas frías, deje que alcance la temperatura ambiente antes de completar el montaje.

1. Saque el contenido de la caja cerciorándose de que estén todas las piezas descritas aquí. Ubique la barra del respaldo y encájela en el armazón en la parte trasera de la silla retrete.
2. Alinee las abrazaderas del asiento del inodoro en el riel trasero del armazón. (Ambas abrazaderas deben quedar fuera de los soportes del cubo). Empuje el asiento hacia abajo hasta que las abrazaderas encajen firmemente en su lugar. Repita el mismo proceso para instalar la tapa.

3. Para bajar los brazos y permitir el acceso, oprima el botón de liberación y deje que el reposabrazos descienda suavemente. (Figura 1)

4. Cuando retire el asiento o la tapa, siempre quite la tapa primero y luego el asiento. Para ello, tome la parte posterior de la tapa y/o del asiento y levántela.

5. Instale el cubo de la silla retrete depositándolo en el armazón del cubo.



Figura 1



6. Retire el cubo levantándolo del armazón.

7. La silla retrete está equipada con cuatro ruedas de bloqueo. Para activar el bloqueo, presione la palanca en cada una de las ruedas. Para desactivarlo, suba la palanca en cada una de las ruedas. Cerciórese de que todas las ruedas estén apropiadamente bloqueadas durante el uso.

Ajuste de la altura de las patas

1. Antes de usar la silla retrete, cerciórese de que todas las patas estén a la misma altura deseada.
2. Para ajustar la altura de las patas, oprima el pulsador y deslice cada pata a la altura deseada



Figura 2

alineándola con los orificios adecuados y dejando que el pulsador encaje en el orificio correcto a fin de bloquear la pata en su lugar. (Figura 2)

3. Cerciórese de que las patas estén bloqueadas en su lugar empujándolas hacia abajo y tirando de cada una hacia arriba.

PRECAUCIONES:

1. El asiento del inodoro debe estar en posición baja antes del uso, de lo contrario, podrían producirse lesiones o la silla retrete podría romperse.
2. NO monte ni use la silla retrete sin antes leer y entender esta hoja de montaje e instrucciones. Si no entiende estas instrucciones, póngase en contacto con un distribuidor o profesional técnico de atención médica antes de intentar la instalación, de lo contrario, podrían producirse lesiones o daños.
3. Antes del montaje, inspeccione todas las piezas por si sufrieron posibles daños. Si hubiera alguno, NO LAS USE. Comuníquese con el distribuidor/la empresa de transportes para obtener más instrucciones.
4. Cerciórese de que los pulsadores que ajustan la altura sobresalgan completamente a través del mismo orificio respectivo de cada extensión de pata. Esto garantizará que las extensiones de las patas estén firmemente bloqueadas a una altura uniforme.
5. Cerciórese de que todos los tornillos, tuercas y/o pernos estén apretados.
6. Cerciórese de que las ruedas y sus bloqueos estén en su lugar en las extensiones de las patas y no estén desgastados, rotos o faltan. Antes del uso, reemplace las piezas faltantes o dañadas.
7. Las ruedas de las cuatro extensiones de las patas DEBEN tocar el suelo simultáneamente en todo momento. Siempre cerciórese de que los bloqueos de las ruedas estén apropiadamente activados durante el uso.
8. Los usuarios con fuerza física limitada deben ser supervisados o asistidos cuando usen la silla retrete.
9. Use los soportes de los brazos solo como ayuda. NO los use para soportar el peso de todo el cuerpo.

10. Los brazos deben estar destrabados y bajados para ayudar en la transferencia al o desde el dispositivo.

11. NUNCA se pare en la silla retrete.

NOTA: Para mantener su aspecto y promover la higiene correcta, limpie periódicamente con jabón suave y enjuague con agua tibia. Seque el asiento de baño con un paño después de cada uso.

LIMITED WARRANTY

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

GARANTÍA LIMITADA

Su producto Medline está garantizado contra defectos de material y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos, y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos, a nuestra opción, el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, tales como accesorios de caucho, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

GUARDIAN®

Medline Industries, LP,
Three Lakes Drive,
Northfield, IL 60093 USA.

Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
www.medline.com
info@medline.com

Medline Canada
1-800-396-6996
www.medline.ca
Canada@medline.com

Medline Mexico
01-800-831-0898
medlinemexico.com
mexico@medline.com

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2019 Medline Industries, LP. Guardian and Medline are registered trademarks of Medline Industries, LP.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2019 Medline Industries, LP. Guardian y Medline son marcas comerciales registradas de Medline Industries, LP.