




REF MDS86615K



# Walker Basket for 2 Button Walker

## Panier pour marchette 2 boutons

### Cesta para andador de 2 botones

**Components: 1 Walker Carrying Basket**  
**Composants : 1 panier de rangement de déambulateur**  
**Componentes: 1 cesta portátil para andador**

Not made with Natural Rubber Latex.

Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.

No está hecho con látex de caucho natural.


Medline Industries LP, offers a Walker Carrying Basket that is manufactured from durable steel and is finished with a coat of rust resistant epoxy base paint.

Medline Industries LP propose un panier de rangement de déambulateur fabriqué à partir d'acier durable recouvert d'une couche de peinture époxy antirouille.

Medline Industries LP, ofrece una cesta portátil para andador fabricada en acero resistente terminada con una capa de pintura a base de epoxi resistente a la oxidación.

## Operating Instructions | Consignes d'utilisation | Instrucciones de uso:

1. Carefully remove the walker carrying basket from the box.  
Déballez le panier de rangement avec précaution.  
Saque con cuidado la cesta portátil del andador de la caja.
2. To install the basket, slide the top hook over the center of the walkers' front top frame (Figure 1).  
Pour installer le panier, glissez le crochet supérieur au centre du cadre avant du déambulateur (Figure 1).  
Para instalar la cesta, deslice el gancho de la parte superior sobre la parte central del armazón superior



delantero del andador (figura 1).

3. Place the lower hooks of the basket onto the bottom cross brace of the walker (Figure 2).


Placez les crochets inférieurs du panier sur la traverse inférieure du déambulateur (Figure 2).

Coloque los ganchos inferiores de la cesta en la barra transversal inferior del andador (figura 2).

4. To remove the basket, pull up on the front of basket to un-hook the lower hooks from the walkers' bottom cross brace.

Pour retirer le panier, tirez sur l'avant pour détacher les crochets inférieurs de la traverse inférieure du déambulateur.

Para quitar la cesta, tire de ella hacia arriba para desenganchar los ganchos inferiores de la barra transversal inferior del andador.



## Warning! | Mise en garde! | ¡Advertencia!

Before using, always check to be sure all components are functioning properly.

Avant l'utilisation, vérifiez toujours que tous les composants fonctionnent correctement.

Antes de usar el producto, siempre compruebe que todos los componentes funcionen correctamente.

## Lifetime Limited Warranty | Garantie limitée à vie | Garantía limitada de por vida

Warranty Your Medline brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for six (6) months from the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as tip accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and replacement. If you have a question about your Medline product or this warranty, please call us at 1-800-MEDLINE (1-800-633-5463).

Votre produit Medline est garanti contre tout vice de matériaux et de fabrication pendant six (6) mois à compter de la date d'achat initial. Cet appareil a été construit selon des normes précises et soigneusement inspecté avant l'expédition. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons l'appareil à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas la défaillance de l'appareil liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les composants non durables, comme les embouts, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et peuvent être remplacés. Si vous avez une question concernant votre produit Medline ou cette garantie, veuillez nous appeler au 1-800-MEDLINE (1-800-633-5463).

Su producto de la marca Medline está garantizado contra defectos de material y mano de obra durante seis (6) meses a partir de la adquisición por parte del comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. En caso de un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos el producto (a nuestra discreción). Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal del producto. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, como conteras, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales. Si tiene alguna pregunta sobre su producto Medline o esta garantía, llámenos al 1-800-MEDLINE (1-800-633-5463).



Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA

Medline United States

1-800-MEDLINE (633-5463)

medline.com | info@medline.com

Medline Canada

1-800-268-2848 | medline.ca | canada@medline.com

Medline México

01-800-831-0898 | medlinemexico.com | mexico@medline.com

Follow us / Suivez-nous / Síguenos



Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this instruction sheet. ©2023 Medline Industries, LP. Medline is a registered trademark of Medline Industries, LP.

Certains produits peuvent ne pas être en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui aurait pu se glisser dans la présente feuille d'instruction. ©2023 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. La compañía se reserva el derecho de corregir la información publicada en esta hoja de instrucciones. © Medline Industries, LP, 2023. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP.